

培地用分注ポンプ

FlexiPump[®]/ FlexiPump[®] Pro

プレゼントキャンペーン

FlexiPump[®]は、液体培地・寒天培地・希釈水など培地調製用のペリスタポンプです。コンパクトで人間工学に基づいたデザイン設計で、使いやすいインターフェースを搭載しているため、ラボの効率化・迅速化に貢献します。

ご購入特典

対象期間中に定量分注機FlexiPump[®]またはFlexiPump[®] Proをご購入のお客様にハンディガンをプレゼント！

※エンドユーザー様1回限りの特典です。

2024年4月末まで！

簡単キャリブレーション

微生物学用にデザイン

3種の分注モードから選択

- ・連続分注モード
- ・定量分注モード
- ・連続定量分注モード

無料
プレゼント！

ハンディガン

- ・約90%のお客様が同時購入
- ・ラクな手元のボタン操作
- ・熱い分注も安心

正確な液体流量のコントロール

デモ機のご用意あります！

詳細動画はコチラ！



●あらゆる液体の分注に適しています



培養培地
例：試験管に9ml




寒天培地
例：シャーレに18ml



その他の希釈液
例：バッグや瓶に90ml

アクセサリ・オプション

その他のアクセサリ・オプションございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。



分注チューブセット (オートクレーブ可)
内径Φ1.6mm・3.2mm・4.8mm・6.4mm・8.0mmより選択



フットペダル
※ハンディガンと同時使用不可



調整分注アーム
分注口の位置や高さを調整



プリンター
※FlexiPump® Pro用



FlexiPump®・FlexiPump® Proの選び方

求める精度により選択

9ml分注の場合の精度

FlexiPump®で内径Φ3.2mmチューブ使用時：約2%

FlexiPump® Proで内径Φ3.2mmチューブ使用時：約1%



FlexiPump®



FlexiPump® Pro

製品番号	561 000	562 000
分注容量	50 μL から 99 L まで	
分注モード	連続モード - 定量モード - マルチ定量モード	
分注間隔設定	0.1 秒 から 99.9 秒	
Watson Marlow™ポンプ	シングルポンプ	低脈動ダブルポンプ
精度 (適用チューブ内径 3.2 mm)	9 mL : 1.8 % - 18 mL : 1 % - 225 mL : 0.5 %	9 mL : 0.9 % - 18 mL : 0.5 % - 225 mL : 0.4 %
付属品チューブ (チューブ内径)	3.2 mm チューブセット	3.2 mm チューブセット及び 6.4 mm チューブセット
分注スピード	1.5 mL/分 ~ 1.25 L/分	3 mL/分 ~ 2.5 L/分
トレーサビリティ	-	USB, RS 232 コネクター

デモ、見積依頼、ご注文は、ご最員の代理店にご連絡ください。
プレゼント発送は、ご注文品とは別途で後日お送りさせていただきます。
詳細は下記にお問い合わせ下さい。

代理店

funakoshi フナコシ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp
機器に関して Email: kiki@funakoshi.co.jp
TEL: 03-5684-1619

interscience JAPAN 株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川1-23-19
GOODOFFICE 10F
Email: sales.japan@interscience.com
TEL: 03-6712-9715