

コロナ吸光グレーティングマイクロプレートリーダー アカデミアキャンペーン

官公庁・大学等教育関連機関限定

期間：2025年4月1日(火)～2025年8月29日(金)ご発注分まで



SH-1000Lab 恒温機能＋セル測定機能付き

【キャンペーン期間参考価格】

税抜¥1,260,000
(税込¥1,386,000)

※設置費含む

- 1nm 刻みで 200～1,000nm の範囲で測定可能
- 恒温機能: 20℃～45℃(ただし室温+7℃以上)
- セル測定機能: 10 mmセル、マイクロセルに対応
- 3 年保証



SH-1200Lab

【キャンペーン期間参考価格】

税抜¥1,000,000
(税込¥1,100,000)

※設置費含む

- 1nm 刻みで 200～1,000nm の範囲で測定可能
- 3 年保証



SH-1300Lab

【キャンペーン期間参考価格】

税抜¥840,000
(税込¥924,000)

※設置費含む

- 1nm 刻みで 400～750nm の範囲で測定可能
- 3 年保証

※記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せ下さい。

(再販売価格を拘束するものではありません)

※別途、交通費、宿泊費、諸経費が発生いたします。

※本体の操作には別途 PC が必要です。(Windows10、11 をご用意ください)

※3 年保証はプレートリーダー本体に限ります。光源ランプなど消耗品は除きます。

※台数無くなり次第終了となります。

項 目	SH-1000Lab	SH-1200Lab	SH-1300Lab
測 定 モ ー ド	吸収スペクトル測定 最大4波長		
分 光 方 式	グレーティングモノクロメータ方式		
波 長 分 解 能	1 nm刻みに波長設定可能		
半 値 幅	12 nm	12 nm	5 nm
波 長 範 囲	200～1,000 nm		400～750 nm
測 定 法	エンドポイント/カインティック/至適値測定/多点(最大81ポイント)/スペクトル		
測 光 法	単光路 上方照射下方測光		
測 定 方 向	縦および横(↓↓、↓↑、→→、→←)		
光 源	5Wキセノンフラッシュランプ		
測 定 範 囲	-0.5～3.5 Abs	-0.5～3.5 Abs	-0.5～4.0 Abs
検 出 器	シリコンフォトダイオード		
直 線 性	±0.5 %Tまたは±0.005 Abs(0～2.5 Abs:492 nm)		
再 現 性	CV 1.0 %以下(Abs 1.0:492 nm)		
測 定 プ レ ー ト	6～384ウェル(プレート高さ23 mm以下)		96、384ウェル(プレート高さ17.5mm以下)
	主要メーカー183種類のプレート寸法がPC用データ処理ソフトへ登録済み(追加可能)		
測 定 時 間	30秒/96 ウェル		10秒/96 ウェル
攪 拌 機 能	直線/回転、強度3段階、時間:5～99秒		
外 部 端 子	USB:PC用 D-SUB25Pメス:オプション専用プリンタ	USB:PC用	USB:PC用
外 形 寸 法	427(W)×350(D)×193(H) mm	427(W)×350(D)×193(H) mm	427(W)×350(D)×188(H) mm
重 量	約 15 kg		
電 源 / 消 費 電 力	AC100V(50/60Hz)/180VA	AC100V(50/60Hz)/70VA	AC100V(50/60Hz)/60VA
恒 温 機 能	20℃～45℃ ただし室温+7℃以上	—	—
セ ル 測 定 機 能	10mmセル、マイクロセル	—	—
付 属 品	電源ケーブル、ヒューズ、USBケーブル、取扱説明書、簡易マニュアル、ソフトウェアCD(SF6)		
R o H S	EU版対応		

●販売

株式会社 日立ハイテックアナリシス

本 社 〒105-6411 東京都港区虎ノ門 1-17-1 TEL:080-1172-7021
虎ノ門ヒルズビジネスタワー
関西支店 TEL:090-2769-0647
中部支店 TEL:090-2769-0829

URL www.hitachi-hightech.com/han/

分析機器に関する各種お問い合わせは・・・

お客様サポートセンタ (03) 3504-7211

受付時間 9:00～11:50 12:45～17:30 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

●製造・販売・修理

コロナ電気株式会社

本 社 〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川 3517 番地 TEL:(029)273-6114

URL <https://www.corona-el.co.jp/>

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

お問い合わせは

●研究用のみ使用できます。診断用にはご使用いただけません。
●製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合があります。
●“Windows”は、米国 Microsoft Corporation の日本およびその他の国における登録商標または商標です。