

CORNING

Corning® Stripettor® Pro ピペットコントローラー

新モデル発売記念

25%OFF

下取り
キャンペーン



キャンペーン期間：2025年6月2日(月)～7月31日(木) 申込み分まで

今お使いのピペットコントローラーを下取りに出すと、
下取り本数と同数の Corning Stripettor Pro ピпетットコントローラーを
メーカー希望小売価格の **25%OFF (33,975 円)** でご提供します。
他社のピペットコントローラーも下取り対象です。

下取り対象品

電動ピペットコントローラー（メーカー、状態問わず）

買い換え対象製品

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラー（カタログ番号 4999）



Corning® Stripettor® Pro ピペットコントローラー

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーはガラス及びプラスチック製の 0.5 mL から 100 mL のピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度調節ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態、6 時間連続使用可能です。

- ▶ 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化します。
- ▶ 速度は HIGH と LOW それぞれで 3 段階に設定可能です。
- ▶ ユニバーサル充電アダプター、0.2 µm PTFE フィルター、壁掛けホルダー、チャージングスタンドが付属します。
- ▶ 最適な場所に位置するファンクションボタンで操作性が向上しました。
- ▶ 購入から 2 年の保証付きです。



カタログ 番号	製品名	メーカー希望 小売価格(円)	キャンペーン 価格(円)
4999	Stripettor Pro ピペットコントローラー本体、ユニバーサル充電アダプター、孔径 0.2 µm フィルター、壁掛けホルダー、チャージングスタンド、リチウムイオン電池	45,300	33,975

ご注文方法



お客様

専用フォームへ必要事項をご入力の上お申し込みください。
ご入力いただいたメールアドレスへ確認メールをお送りします。
確認メールのプリントアウトと下取り品を代理店へお渡しください。

お申込み
フォーム



<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/2025-pipettor-promo-form.html>



代理店様

買い換え対象製品を通常通りにご注文ください。その際、「顧客参照番号 (CUSTREF)」欄に、キャンペーンコード **PIPT2025** をご入力ください。お客様からお預かりした下取り品と確認メールのプリントアウトをご注文日から 2 週間以内に下記まで送付ください。

下取り品 送付先

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部 キャンペーン担当宛て
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7F
TEL: 03-3586-1996

※申し込みフォームへの入力および下取り品が確認できない場合は、ディスカウントが適用されない場合があります。



・価格は 2025 年 6 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
・For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7 階
Tel: 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

© 2025 Corning Incorporated
CLS-398-00
R0-2506-B

FALCON®

A Corning Brand

Falcon®

ピペットコントローラー

新モデル発売記念

25%OFF

下取り

キャンペーン



キャンペーン期間：2025年6月2日(月)～7月31日(木) 申込み分まで

今お使いのピペットコントローラーを下取りに出すと、
下取り本数と同数の Falcon ピペットコントローラーを
メーカー希望小売価格の **25%OFF (33,975 円)** でご提供します。
他社のピペットコントローラーも下取り対象です。

下取り対象品

電動ピペットコントローラー（メーカー、状態問わず）

買い換え対象製品

Falcon ピペットコントローラー（カタログ番号 357801）



Falcon® ピペットコントローラー

ガラスおよびプラスチック製の 0.5 mL から 100 mL のピペットで利用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作し易い位置にある速度切替ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い操作が可能です。吸引および排出速度は操作ボタンで制御します。フル充電の状態、6 時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。

- ▶ 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化しています。
- ▶ 操作ボタンは使いやすい位置にあります。
- ▶ ユニバーサル充電アダプター、0.2 µm PTFE フィルター、壁掛けハンガー、チャージングスタンド (カタログ番号 357801 のみ) が付属します。



25%OFF

カタログ 番号	製品名	メーカー希望 小売価格(円)	キャンペーン 価格(円)
357801	Falcon ピペットコントローラー チャージングスタンド付き	45,300	33,975

ご注文方法

お客様



専用フォームへ必要事項をご入力の上お申し込みください。
ご入力いただいたメールアドレスへ確認メールをお送りします。
確認メールのプリントアウトと下取り品を代理店へお渡しください。

お申込み
フォーム



<https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resources/webforms/2025-pipettor-promo-form.html>

代理店様



買い換え対象製品を通常通りにご注文ください。その際、「顧客参照番号 (CUSTREF)」欄に、キャンペーンコード **PIPT2025** をご入力ください。お客様からお預かりした下取り品と確認メールのプリントアウトをご注文日から 2 週間以内に下記まで送付ください。

下取り品 送付先

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部 キャンペーン担当宛て
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7F
TEL: 03-3586-1996

※申し込みフォームへの入力および下取り品が確認できない場合は、ディスカウントが適用されない場合があります。



・価格は 2025 年 6 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
・For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 7 階
Tel: 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel: 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com

© 2025 Corning Incorporated
CLS-399-00
R0-2506-B