

脱灰液サンプルキャンペーン



自家調製した脱灰液、ラベル表示していますか？

●『事業場内別容器保管時の措置の強化』対策について

自家調製しているギ酸、プランクリュロ等へのラベル表記に多くの時間をかけていませんか？

「自家調製した化学物質」にも「内容物の名称、その危険性・有害性情報を記載したラベルを貼り情報伝達が必要」となります(2024年より義務化)。

脱灰液シリーズ

酸性脱灰液 & 中性脱灰液

ファルマのK-CX(酸性脱灰液)はラベル表記、SDS共に完備
リスクアセスメントやラベルの準備、表記の手間を省きます

ケーシーエックス

● K-CX

酸性脱灰液



骨や歯、石灰化した部位の
迅速な脱灰に最適

- ・低温脱灰でマイルド脱灰も可能
- ・キレート剤含有で染色性も抜群

イーディーティー エックス

● EDT-X

中性脱灰液



免疫染色や特殊染色でゲノム
・DNA への影響が少ない

- ・ゲノム検体に推奨
- ・自家調整する時間が不要、そのまま使用可能
- ・攪拌環境での脱灰でよりスピーディーに脱灰

● 脱灰液 アンケート 資料提供

K-CX、EDT-Xの使い方はどうなの？
試薬の検証が面倒…等の声に応えます！

脱灰検体や脱灰時間などの情報が
掲載されていて便利！

各施設の、脱灰液・使用方法アンケート集計資料を
提供します！営業部までお問い合わせください

- 迅速脱灰液K-CXの使用方法に関するアンケート
- 中性脱灰液EDT-Xの使用方法に関するアンケート

TEL: 03-6407-2570

Mail: marketing2@falma.co.jp

脱灰液サンプルプレゼント

〔キャンペーン期間〕

期間中お問い合わせいただいたユーザー様に
脱灰液のサンプルをプレゼント！

〔対象製品〕 **K-CX、EDT-X**

2025/10月~26/1月末まで

サンプル配布期間: 2025/10/1~2026/1/31

詳細は営業担当までお問い合わせ、またはファルマHPをご参照ください

● 脱灰液の使用方法アンケート資料も合わせてお問い合わせください！

