## あなたの成功事例、ぜひ教えてください!

# PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2 実施例募集キャンペーン

募集期間:2025年10月14日(火)~11月28日(金)

世界最高水準の正確性を誇るPCR酵素 PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2 は、多くの方にご使用いただき、高い評価をいただいております。

この度、PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2を使用した実施例を大募集いたします! 実施例をご提供いただいた方には、先着50名様に特典をご用意しておりますので、ぜひご協力ください。

(注)本キャンペーンは、タカラバイオの研究用試薬ユーザー様向けのキャンペーンです。

#### ■ 実施例募集の対象製品



製 品 名	容 量	製品コード	価格(税別)
PrimeSTAR <sup>®</sup> Max DNA Polymerase Ver.2	25回	R047S	¥10,000
	100回	R047A	¥35,000
	400回	R047B	¥112,000

### ■ キャンペーン特典

### 先着50名様限定でAmazonギフトカードプレゼント



実施例をご提供いただいた方、先着50名様にAmazonギフトカード 1,000円分をプレゼント!


※ギフト券は、キャンペーン期間終了の約1か月後に、Eメール経由でお届け予定です。 ※お申込みが50名様に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。

### ■応募方法

弊社ウェブサイトのキャンペーンページにご用意している実施例記入用紙(ワードファイル)に必要事項を ご記入いただき、ファイルのアップロードをお願いいたします。

★ キャンペーンの詳細はウェブサイトで・・・

タカラバイオ キャンペーン



- ・ユーザー様情報
- ・実験のタイトル
- ・実験の概要 ※実験条件や使用サンプルについて、簡単にご記入ください。
  - ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。
- ・結果 ※実験の結果を簡単にご記入ください。
  - ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。
- 製品に関するコメント

製品をお使いになった感想や、使われたことがない方へのおススメ コメントなどをお書きください。



実施例の見本は、チラシ裏面を ご覧ください。

### ■ 実施例の使用について

ご提供いただいた実施例は、弊社ウェブサイト等への掲載をお願いする場合がございます。 その際は、改めて弊社からご連絡させていただきます。

### PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2 実施例募集キャンペーン

### ■ 実施例の見本

### 実験のタイトル

遺伝子Xのクローニング


### 実験の概要

- ※実験の内容を簡単にご記入ください。
- ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。

PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2ならびにA社PCR酵素を用いて、バクテリアゲノムDNAの遺伝子Xのクローニングを行った。

### 結果

- ※実験の結果を簡単にご記入ください。
- ※模式図や写真、表などがあれば添付してください。



サンプル: バクテリアゲノムDNA

ターゲット名: 遺伝子X 増幅サイズ: 1,602 bp GC含量: 44.4%

電気泳動レーン情報 M: DNA Ladder

1 : PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2

2:A社高正確性PCR酵素

PCR条件

98°C 10 sec. 55°C 5 sec. 3

55°C 5 sec. 30 cycles 72°C 5 sec.

電気泳動図

A社PCR酵素では目的遺伝子の増幅がうまくいかなかったのに対し、PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2 では増幅が確認された。増幅断片をクローニングして塩基配列の確認をしたところ、エラーは全くなかった。

#### 製品に関するコメント

①一番満足しているところをお答えください。

なかなかうまくいかなかった増幅反応が、1回で成功してとても驚いた。

②まだ使ったことがない方に、おすすめコメントをお願いします。

PCRやクローニングでお困りの方はぜひ一度お試しください!

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として 使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2025年10月14日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2025年10月作成G

### タカラバイオ株式会社

**営業部(東京)** TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282 **営業部(本社)** TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995 **テクニカルサポートライン** TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website https://www.takara-bio.co.jp

公式X @Takara\_Bio\_JP / https://x.com/Takara\_Bio\_JP

取扱店