

秋色に輝く銅のチカラ 在庫限り

秋の銅祭り

【開催期間】～2026年3月31日(火)まで

50% OFF

品名 **フォームステリサイクルCO₂インキュベーター i160 銅チャンバー**
 カタログ番号 **51033566** 希望小売価格(税抜) **¥1,680,000**



キャンペーン
希望小売価格
(税抜)

¥840,000

チャンバー容量	165L
温度制御	ダイレクトヒート
温度範囲	室温 +3～55℃
コンタミ対策	180℃乾熱滅菌
CO ₂ センサー	IR
加湿方式	自然蒸発式
外寸法	642 (W) × 883 (D) × 903 (H) mm
棚板数	3 (最大11) 枚
棚寸法	423 (W) × 465 (D) mm


製品情報



キャンペーン
情報はこちらを
チェック!!


- ◆庫内は抗菌力の高い純銅製
- ◆視覚的操作で使いやすい、カラー液晶タッチパネル(iCAN)搭載
- ◆180℃でチャンバー内を乾熱滅菌するSteri-Run機能搭載
- ◆内蔵HEPAフィルターによりISOクラス5の清浄度を素早く実現

100%銅チャンバーだからできるコンタミ対策の確かな効果と安全性



加湿水の追加だけで運用が楽

純度100%の銅は、
表面の菌や微生物を素早く除去。
コンタミネーションリスクを
軽減します。



時間経過とともに効果が向上

酸化した銅はイオンの含有量が多く、
通常と比べても抗菌力が
向上することが証明されています。



細胞への安全性保証

銅イオンは空气中を伝播することが
なく、細胞に悪影響を与えません。
また加湿用蒸留水の水質も
維持します。



ワケンビーテック株式会社

お客様の声は
裏ページへ



100%純銅チャンバーは、その高い導電性と抗菌性により微生物の成長を抑制し、清潔な環境を維持します。また耐久性にも優れており、長期間にわたって安定した性能を提供します。つまり銅の性質により、追加の除染剤による除染や、水への添加物が不要なため、クリーニング及びメンテナンスが容易になります。

実際のお客様の声

加湿水の交換時バットを都度洗っていましたが、銅チャンバーでは水の追加だけで問題が無く、運用面が楽になりました。



購入してから一年以上のコンタミがありません。使用してくと酸化して黒ずんでいくのですが、CO₂インキュベーターの独特の臭気が全くしません。



約1年使用しておりますが、コンタミがありません。また水の汚染が全くありません。



定期清掃しないとカビが、
観察装置や培養容器が
あるから掃除が大変、
実験が忙しくて掃除に
手が回らない、

**100%純銅
チャンバーが
その問題を
解決します。**

ワケンビーテックオススメ製品

銅チャンバーと相性の良い製品をご紹介します。

Celloger Nano

小型ライブセル
イメージングシステム



製品情報



コンパクトでスペースをとらない
小型ライブセルイメージャー

Celloger Mini Plus

自動ライブセル
イメージングシステム



製品情報



CO₂インキュベーター内の培養環境を
乱さない自動ライブセルイメージャー

GT100

ポータブルCO₂/O₂ガステスター



製品情報



コンパクトで持ち運び容易なCO₂測定器

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。

※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN  TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
(東日本営業部) TEL (03) 5621-2420 / FAX (03) 5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)



販売店