
## 販売1周年特別企画

## MiSeq™ i100シリーズのキット拡張


環境DNA解析のための、より簡便で迅速なワークフロー



このたび、イルミナ最長の 2 × 500 bp キット (1000 サイクル) が新登場しました。16S アンプリコンによる菌叢解析や微生物全ゲノム解析、多様な生物種に対する環境 DNA 解析など、2 × 300 bp より長いリードが求められる用途に最適です。さらに、オンボード DRAGEN™二次解析パイプラインにより、情報処理が効率化されています。

### 1000 サイクルのシーケンシングで新たな応用分野が開拓

- 16S アンプリコンシーケンスでの細菌同定精度向上、 種レベル分解能の細菌叢解析 (新搭載の DRAGEN™ 16S 二次解析でデータ解析までサポート)
- より高精度なメタゲノム解析
- 環境 DNA サンプル (eDNA) 解析のワークフローを簡素化・高速化



リード長後半でも Q30 85% 以上を維持する高精度なデータを実現



MiSeq i100 シリーズ 試薬カートリッジ



# 期間限定で MiSeq i100 Plus システムと MiSeq i100 シーケンス試薬を お得にお求めいただけるキャンペーンを実施中

概要: MiSeq i100 Plus システムが 20% OFF および

MiSeq i100 シーケンス試薬 5 キットが 20%OFF

期間:2025年11月28日(受注分まで)

\*2025年12月15日(月)までの納品となります。

備者: ご注文の際に、販売代理店様にプロモコード「MSQ-HBD25」をお伝えください。

MiSeq i100 Plus システムと下表の対象試薬5キットを同時購入いただいた場合に適用となります。

### 対象製品情報

カタログ番号	製品名	希望販売価格(円)*	キャンペーン価格 (円) *
シーケンスシステ	<u> </u>		
20115695	MiSeq i100 Plus システム 1 年保証付き	20,193,600	16,154,880
MiSeq i100 Plu	s シーケンスキット		
20126565	MiSeq i100 Series 5M Reagent Kit (300 Cycles)	69,000	55,200
20126566	MiSeq i100 Series 5M Reagent Kit (600 Cycles)	106,800	85,440
20126567	MiSeq i100 Series 25M Reagent Kit (100 Cycles)	90,300	72,240
20126568	MiSeq i100 Series 25M Reagent Kit (300 Cycles)	147,800	118,240
20115696	MiSeq i100 Series 25M Reagent Kit (600 Cycles)	180,600	144,480
20148254	MiSeq i100 Series 25M Reagent Kit (1000 Cycles) *1	246,300	197,040
20141595	MiSeq i100 Plus 50M Reagent Kit (100 Cycles)	114,900	91,920
20141596	MiSeq i100 Plus 50M Reagent Kit (300 Cycles)	172,400	137,920
20141597	MiSeq i100 Plus 50M Reagent Kit (600 Cycles)	210,200	168,160
20141598	MiSeq i100 Plus 100M Reagent Kit (100 Cycles)	156,000	124,800
20141599	MiSeq i100 Plus 100M Reagent Kit (300 Cycles)	210,200	168,160

<sup>\*1. 1000</sup> Cycle 専用の PhiX コントロール (カタログ番号 20151542) が必要です。

※ 価格に消費税は含まれません。 ※ 2025年10月1日現在の価格です。



環境 DNA 解析の最新情報はこちらから

https://jp.illumina.com/destination/edna.html

### イルミナ株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル22階 Tel (03)4578-2800 Fax (03)4578-2810 ip.illumina.com

www.facebook.com/illuminakk

販売店

本製品の使用目的は研究に限定されます。診断での使用はできません。 販売条件: jp.illumina.com/tc

Pub. No. APJ-4011-251101-01-JP

