

研究用 www.funakoshi.co.jp



AlphaThera, LLC [メーカー略称:ATH] 抗体標識試薬

oYo-LinkとUVリンカーのセットでお得/

割引キャンペーン

キャンペーン期間:2025年11月4日~2026年2月27日

キャンペーンの詳細はWebページ番号

72778





Fc領域特異的な抗体標識試薬oYo-Linkと専用UVリンカーを、期間中に 同時購入いただいた場合、合計価格の40%OFFでお求めいただけます!

- ※ 本キャンペーンは専用注文書でのご注文となります。Webページに掲載されている専用注文書に必要事項をご記入の上、 受託・特注品担当(jutaku@funakoshi.co.jp)へe-mailでお送り下さい。
- ※ oYo-Linkは、最小容量品のみキャンペーン対象です。一部対象外のラインナップもあります。

対象製品例



オリゴ標識試薬 + UVリンカー 価格: ¥131,000 + ¥119,000

合計価格

¥250,000 ->

キャンペーン価格

50,000

OYO=LITTIK VAMMAE #LEDPX2 Device



VcMMAE標識試薬 + UVリンカー 価格: ¥103,000 + ¥119,000

合計価格

¥222,000 ->

キャンペーン価格

133,200

OYO-Linksingle-Biotin **elled PX2** Device





ビオチン標識試薬 + UVリンカー 価格: ¥88,000 + ¥119,000


合計価格


¥207,000 •

キャンペーン価格


その他のキャンペーン対象製品については裏面をご確認下さい

原理&操作方法概略









① oYo-Linkを抗体と混合(約30秒)

oYo-Link中の抗体結合ドメインが抗体の Fc領域と結合。

② UV*1を照射 (2時間)*2

架橋反応(共有結合)が起こり、抗体の Fc領域に標識物が最大2か所標識される。

製品の詳細はこちら



- 69769
- *1 UV照射には専用のUVリンカー(今回のキャンペーン対象品:単品価格¥119,000 / 商品コード AT8001-D) が必要です。
- *2メーカーでは抗体へのUV照射(365 nm、ブラックライト)による影響を確認し、問題は認められていません。

従来の抗体標識キット



√不均一な標識

ランダム、複数か所に標識 されてしまう

✓ 抗体結合部位も標識されうる 抗体活性に悪影響を及ぼす

oYo-Linkなら均一な標識抗体が得られます!



- ∨ Fc領域に部位特異的な標識が可能
- √抗原結合部位(可変部位)に影響しない
- √最大2か所に標識(重鎖毎に1つずつ)
- √実際の操作時間はたった30秒!

キャンペーン対象製品 ラインナップ

オリゴヌクレオチド、クリックケミストリータグ、ビオチン、細胞傷害性薬物などの標識物を部位特異的に標識できます。マウス IgG_1 抗体用とその他の抗体(ヒト IgG_{1-4} 、マウス IgG_{2a} 、 IgG_{2b} 、 IgG_3 など)用の2種類の製品があります。

							AlphaThera, LLC [メーカー略称:ATH]	
カテゴリー	標識物	標識可能な 抗体量	標識する 抗体種	試薬の商品コード (包装:1 order)	試薬 単品の価格	UVリンカー 単品の価格	合計価格	キャンペーン価格
オリゴ ヌクレオチド	Oligo Custom (ssDNA)	- - 25 μg - -	マウス $\lg G_1$	AT1002-mlgG1-25ss*	¥131,000	Y	¥250,000	¥150,000
			その他の抗体	AT1002-25ss*	¥131,000		¥250,000	¥150,000
	Oligo Custom (dsDNA)		マウスIgG ₁	AT1002-mlgG1-25ds*	¥175,000		¥294,000	¥176,400
			その他の抗体	AT1002-25ds*	¥175,000		¥294,000	¥176,400
クリック ケミストリー	Azide	- - 100 μg - - 	マウスIgG ₁	AT3002-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3002-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
	DBCO		マウスIgG ₁	AT3003-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3003-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
	Tetrazine		マウスIgG ₁	AT3004-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3004-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
	Thiol		マウス $\lg G_1$	AT3001-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3001-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
ビオチン	Single-Biotin	100μg -	マウスIgG ₁	AT4001-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT4001-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
抗体薬物複合体 (ADC)	DM1	- - 100μg - 	マウス $\lg G_1$	AT7002-mlgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT7002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	DM4		マウスIgG ₁	AT7004-mlgG1-100	¥110,000		¥229,000	¥137,400
			その他の抗体	AT7004-100	¥110,000		¥229,000	¥137,400
	VcMMAE		マウス $\lg G_1$	AT7001-mlgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT7001-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	VcMMAF		マウス $\lg G_1$	AT7003-mlgG1-100	¥116,000		¥235,000	¥141,000
			その他の抗体	AT7003-100	¥116,000		¥235,000	¥141,000
エピトープタグ	His12-Tag	100 μ g -	マウス $\lg G_1$	AT2002-mlgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT2002-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
HRP	HRP	100μg -	マウス $\lg G_1$	AT6002-mlgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT6002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
蛍光色素	SureLight APC	- - 100μg -	マウスIgG ₁	ATSL002-mlgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	ATSL002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	SureLight PE		マウスIgG ₁	ATSL001-mlgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	ATSL001-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200

- * オリゴ配列をorder formに記載し提出いただく必要があります。
- * オリゴ配列や修飾によっては、価格が変更となる場合があります。
- ※ oYo-Linkは最小容量品のみキャンペーン対象です。一部対象外のラインナップもあります。
- ※ 本キャンペーンは専用注文書でのご注文となります。

Webページに掲載されている専用注文書に必要事項をご記入の上、受託・特注品 担当(jutaku@funakoshi.co.jp)へe-mailでお送り下さい。

×

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2025年11月4日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、AlphaThera社の商標または登録商標です。
- ※ ⚠ 印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。 表示に従って安全対策を実施して下さい。
- ※表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ATH)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号 www.funakoshi.co.jp ☑ info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: ☑ reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620 受託に関して: ☑ jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645





ATU 7000 (000E 44)

ATH-7969 (2025.11)