

全製品

35% Off

nacalai tesque

The quality for certainty.



核酸抽出関連製品 キャンペーン

期間 2025年12月1日(月) ▶ 2026年2月27日(金)

キャンペーン対象製品群

核酸抽出関連製品

- ▶ 核酸抽出試薬
- ▶ ヌクレアーゼ除去試薬



p. 1, 2 参照

核酸電気泳動関連製品

- ▶ アガロース各種
- ▶ 泳動用緩衝液
- ▶ 分子量マーカー・ローディングダイ
- ▶ 核酸検出試薬



p. 3, 4 参照


核酸抽出関連製品

Pick up!

Sepasol®-RNA I Super G

本製品は、生体サンプルから Total RNA を抽出するための試薬です。また、同一サンプルから DNA およびタンパク質の同時抽出も可能です。

Total RNA 抽出(電気泳動結果の比較)



本製品を用いて HL-60 細胞から Total RNA を抽出しました。8 × 10⁶ cells、1 × 10⁶ cells、0.125 × 10⁶ cells(共沈剤あり)において、インタクトな Total RNA を回収できました。細胞数が少ないサンプルにおいては共沈剤併用の有効性が確認されました。

< 実験条件 >

- ① 8 × 10⁶ cells
- ② 1 × 10⁶ cells
- ③ 0.125 × 10⁶ cells(共沈剤なし)
- ④ 0.125 × 10⁶ cells(共沈剤あり)

Pick up!

RNase Quiet

本製品は、実験台や実験器具類にスプレーし拭き取ることにより、ヌクレアーゼや核酸を除去することができます。

RNase および DNase の除去効果

RNase Quiet により両ヌクレアーゼが除去されていることが確認できました。



本製品の使用方法については
こちらからご確認ください。



キャンペーンリスト

核酸抽出試薬

製品名		貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
10mol/l-酢酸アンモニウム溶液		室温	02432-74	100 mL	8,700	5,655
1-ブロモ-3-クロロプロパン	劇	室温	16486-54	20 mL	2,850	1,853
クロロホルム	劇	室温	16487-02	25 mL	2,700	1,755
エタノール		室温	08948-25	500 mL	5,300	3,445
Gene-Packman Coprecipitant		冷蔵	12680-30	1 kit	13,500	8,775
グリコーゲン溶液(20mg/ml)		冷凍	17110-11	1 mL	14,000	9,100
8mol/l-塩化リチウム溶液		室温	20077-84	5 X 10 mL	9,800	6,370
フェノール	劇	冷蔵	26728-74	100 g	3,000	1,950
			26728-45	500 g	6,150	3,998
くえん酸バッファー飽和フェノール	劇	冷蔵	25968-64	100 mL	9,000	5,850
TE 飽和フェノール フェノール含量: 約 69 w/w% pH 7.9	劇	冷蔵	26829-54	100 mL	10,200	6,630
			26829-96	400 mL	23,000	14,950
TE 飽和フェノール フェノール含量: 約 70 w/w% pH 6.6 pH 7.9 調整用バッファー付き	劇	冷蔵	25969-54	100 mL	10,400	6,760
			25969-96	400 mL	22,000	14,300
フェノール: クロロホルム: イソアミルアルコール 25:24:1 フェノール含量: 約 33 w/w% pH 5.2	劇	冷蔵	26058-54	100 mL	13,000	8,450
			26058-96	400 mL	27,500	17,875
フェノール: クロロホルム: イソアミルアルコール 25:24:1 フェノール含量: 約 33 w/w% pH 6.7	劇	冷蔵	25967-74	100 mL	10,000	6,500
			25967-16	400 mL	25,000	16,250
フェノール: クロロホルム: イソアミルアルコール 25:24:1 フェノール含量: 約 33 w/w% pH 7.9	劇	冷蔵	25970-14	100 mL	11,500	7,475
			25970-56	400 mL	25,500	16,575
2-プロパノール		室温	03065-35	500 mL	4,300	2,795
プロテイナーゼ K		冷蔵	29442-14	100 mg	17,000	11,050
			29442-85	500 mg	53,000	34,450
プロテイナーゼ K(リコンビナント)溶液		冷蔵	15679-06	2 mL	9,200	5,980
			15679-64	10 mL	31,000	20,150
Sepasol®-RNA I Super G	劇	冷蔵	09379-84	100 mL	24,000	15,600
			09379-97	200 mL	42,000	27,300
			09379-55	500 mL	85,000	55,250
Sepasol®-RNA II Super	劇	冷蔵	30487-46	100 mL	25,000	16,250
3mol/l-酢酸ナトリウム緩衝液 (pH 5.2)		室温	06893-24	100 mL	6,200	4,030
5mol/l-塩化ナトリウム溶液		室温	06900-14	100 mL	6,000	3,900
テイル溶解液		室温	06169-95	500 mL	10,000	6,500

Sepasol はナカライテスク株式会社の登録商標です。

ヌクレアーゼ除去試薬

製品名		貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
RNase Quiet	Pick up!	室温	09147-14	475 mL	4,600	2,990
RNase Quiet for Replacement		室温	09477-94	475 mL	4,300	2,795

Pick up!

GelRed・GelGreen

Biotium 社の GelRed および GelGreen は低変異原性で高感度な核酸染色試薬です。

本製品の詳細情報については
こちらからご確認ください。



特長

- 低変異原性
- 高感度
- 一本鎖・二本鎖 DNA および RNA の染色が可能
- プレステイン・ポストステインで利用可能

	EtBr	GelRed	GelGreen
変異原性	高い	非常に低い	非常に低い
検出用フィルター	EtBr Filter	EtBr Filter	SYBR® Filter
励起波長 (nm) (励起光源)	302 (UV)	300 (UV)	250・502 (UV・Blue LED)
蛍光波長 (nm)	605	595	530
検出感度	低い	高い	高い

SYBR はモレキュラー ブロープス、インコーポレイテッドの登録商標です。

キャンペーンリスト

アガロース

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
アガロース(低電気浸透) ≥ 1 kbp fragment	室温	01145-32	25 g	7,900	5,135
		01145-74	100 g	21,000	13,650
アガロース(低電気浸透, 高ゲル強度) ≥ 1 kbp fragment	室温	01163-92	25 g	6,100	3,965
		01163-76	100 g	16,600	10,790
		01163-05	500 g	70,500	45,825
アガロース(低電気浸透, 高ゲル強度)(微粉末) ≥ 1 kbp fragment	室温	02468-24	10 g	2,300	1,495
		02468-66	100 g	16,900	10,985
		02468-95	500 g	76,500	49,725
アガロース-RE(酵素反応試験済) ≥ 1 kbp fragment	室温	01149-92	25 g	10,400	6,760
		01149-76	100 g	28,400	18,460
		01149-05	500 g	102,500	66,625
アガロース(低電気浸透) 150 ~ 1,500 bp fragment	室温	01153-22	25 g	18,600	12,090
		01153-64	100 g	46,500	30,225
アガロース(低電気浸透) 50 ~ 800 bp fragment	室温	01147-12	25 g	20,800	13,520
		01147-96	100 g	58,000	37,700
アガロース GP-36	室温	01139-22	25 g	7,200	4,680
		01139-64	100 g	19,500	12,675
アガロース GP-42	室温	01140-24	100 g	19,100	12,415
アガロース LE(低電気浸透)	室温	01132-92	25 g	6,700	4,355
		01132-34	100 g	18,400	11,960
アガロース LE(低電気浸透), クラシックタイプ	室温	01157-82	25 g	6,600	4,290
		01157-66	100 g	19,000	12,350
		01157-95	500 g	74,000	48,100
アガロース ME(中電気浸透)	室温	01133-24	100 g	18,450	11,993
アガロース ME(中電気浸透), クラシックタイプ	室温	01158-72	25 g	6,400	4,160
		01158-56	100 g	17,900	11,635
		01158-85	500 g	68,800	44,720
アガロース HGS(高ゲル強度)	室温	01143-94	100 g	20,000	13,000
アガロース LM(低融点)	室温	01161-12	25 g	20,700	13,455
		01161-54	100 g	52,600	34,190
アガロース LM Plaque(低融点) ≥ 1 kbp fragment	室温	01650-02	25 g	23,750	15,438
		01650-86	100 g	63,900	41,535
アガロース LM Sieve(低融点) ≤ 1 kbp fragment	室温	01651-92	25 g	15,300	9,945
		01651-76	100 g	38,900	25,285

泳動用緩衝液

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
MOPS 緩衝原液(10 倍濃縮)(pH 7.0)	室温	22089-45	500 mL	7,800	5,070
トリス-酢酸-EDTA 緩衝原液 10 倍濃縮	室温	35430-61	1 L	6,200	4,030
		35430-74	5 L	18,500	12,025
トリス-酢酸-EDTA 緩衝原液 50 倍濃縮	室温	32666-81	1 L	12,800	8,320
トリス-ほう酸-EDTA 緩衝原液 5 倍濃縮	室温	35432-41	1 L	6,200	4,030
トリス-ほう酸-EDTA 緩衝原液 10 倍濃縮	室温	35440-31	1 L	7,500	4,875
		35440-44	5 L	21,000	13,650

分子量マーカー・ローディングダイ

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
DNA Ladder One(Broad Range)(Ready To Use)	冷蔵	08362-85	500 µL	16,000	10,400
100bp DNA Ladder One(Ready To Use)	冷蔵	07908-75	500 µL	14,500	9,425
1kbp DNA Ladder One(Ready To Use)	冷蔵	08232-85	500 µL	12,500	8,125
Loading Dye Brilliant Color(6x)	室温	11943-91	1 mL	1,200	780

核酸検出試薬

製品名		貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
Dual Green Nucleic Acid Stain		室温	20599-54	100 µL	4,000	2,600
			20599-41	1 mL	21,000	13,650
臭化エチジウム溶液(10mg/ml)		冷蔵	14631-94	10 mL	8,800	5,720
臭化エチジウム溶液(0.44mg/ml)		冷蔵	02393-94	10 mL	6,000	3,900
GelGreen Nucleic Acid Gel Stain, 10,000x in DMSO		室温	14849-64	0.5 mL	25,000	16,250
GelGreen Nucleic Acid Gel Stain, 10,000x in Water		室温	08761-84	0.5 mL	27,000	17,550
GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000x in DMSO		室温	14847-84	0.5 mL	27,000	17,550
GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000x in Water		室温	14848-74	0.5 mL	28,000	18,200

※掲載価格は 2025 年 11 月現在のものです (消費税は含まれていません)。