

ティッシュマーキングダイ サンプルキャンペーン

FALMA

2026/1月スタート!!

組織マーキング色素

ティッシュマーキングダイ

黒 青 黄 赤 緑 橙 紫
全7色

ティッシュマーキングダイは組織のマーキング色素
豊富な色展開を揃え、色分けして識別可能です

- ▶ 微小検体の識別、カセット内組織の目印、断端のマーキング、組織の方向指示など様々な場面で活躍
- ▶ 組織内に色素が染み込まず表面のみマーキングが可能 ▶ 速乾性で見やすい色素

2タイプの容器形状から選択いただけます

- ▶ 好みの塗布ツールを選べる『ツール自由選択タイプ』
- ▶ 塗布ツールが容器と一体となった『ツール不要タイプ』

※少量サンプル提供は、製品とは別形状の容器になります

タイプ 1 塗布ツール自由に選択可能 ▶▶▶ 用途に合わせ各種ツールを使用可能

タイプ 2 塗布ツール不要 ▶▶▶ アプリケーター付、そのまま使用可能

TMD タイプ 1 塗布ツールを用途に応じ自由に選択可能

マーキングダイ ボトル

前立腺や乳腺など
広範囲に塗る検体
におすすめ

容量：50mL 低粘度 **タイプ 1 ツール自由選択**



マーキングダイ ドロップ

- ・1滴ずつ滴下でき無駄なく使える
- ・使いやすい中容量


容量：14.5mL 高粘度 **タイプ 1 ツール自由選択**



マーキングダイ チューブ

- ・ノズルをカットし、適量を出し使用
- ・小容量で使用量の少ない施設におすすめ

容量：4mL 高粘度 **タイプ 1 ツール自由選択**



※チューブは6色展開

▶▶ キャンペーンの詳細は裏面をご覧ください

■ 製品の使用方法・サンプル依頼などお問い合わせはこちらまで

FALMA

株式会社 ファルマ
www.falma.co.jp



ティッシュマーキングダイ サンプルキャンペーン



TMD タイプ 2 塗布ツール不要でそのまま使える

■ マーキングダイ 容量：3mL 高粘度 タイプ 2 ツール不要 ライナー

アプリーターの細い筆先は微小検体のマーキングに最適

スポンジ様、
細い筆状の穂先の
アプリーター



■ マーキングダイ 容量：5mL 低粘度 タイプ 2 ツール不要 スパチュラ

アプリーターは先端がシリコン製のへら状、点にも面にもマーキング可能

シリコン製、
へら状の
アプリーター



粘性について

マーキング色素は粘性の違いで2種類ございます。各製品タイプの粘性表示（高粘度/低粘度）をご確認ください。

※橙、紫は全種共通で高粘度となっております

※※ 高粘度、低粘度 表示は目安になります。各タイプ/各色ごとの粘性の詳細に関してはお問い合わせください

● 関連製品：定着剤 ● 塗布ツール

マーキングエイド



〈マーキングダイ ツール〉 スポンジアプリーター



その他、色落ちを軽減するマーキング色素の定着剤や、用途に合わせてお選びいただける塗布ツールもご用意しております。

ご興味のある方は、弊社営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

■ TMDサンプルキャンペーン

期間中お問い合わせいただいたユーザー様に
**マーキングダイのサンプルを
プレゼント!**

〔注意事項〕

- ・少量サンプル提供の為、製品とは別容器になります
- ・サンプルのご提供は、粘性別（高粘度 / 低粘度）に3色までとさせていただきます

〔対象製品〕

マーキングダイ（TMD）シリーズ全種 / 全色

〔キャンペーン期間〕

2026/1月～3月末まで

サンプル配布期間：2026/1/5～2026/3/31

お問い合わせください!!

詳細は営業担当までお問い合わせ、またはファルマHPをご参照ください

**サンプル
プレゼント!**

