

Isolera™ Prime

アカデミックキャンペーン フラッシュ自動精製をお求めやすく



P/N: ISO-PSV

- ✓ UV可変2波長検出
200 - 400 nm
- ✓ シンプル操作
- ✓ 試験管ラック付属
16 x 150 mm

1MPa 

100mL/min 

1,650,000円 (税抜)

キャンペーン期間: 2026年9月末まで

注文情報

製品番号	製品説明	定価(税別)
Isolera™ Prime		
ISO-PSV	Isolera Prime 可変波長検出器(200-400nm)、フラクション量4.8 L	¥3,497,000
アクセサリ		
411789	13 x 100 mm test tube rack, 4/pk	¥44,900
411790	16 x 100 mm test tube rack, 4/pk	¥44,900
411791	16 x 150 mm test tube rack, 4/pk	¥44,900
411792	18 x 150 mm test tube rack, 4/pk	¥44,900
411793	25 x 150 mm test tube rack, 4/pk	¥44,900
SER-IS1-IN	Installation and Familiarization - Isolera™ One (設置費用)	¥136,000

システム仕様

精製プロセス	シングルカラム精製
送液方法	定量(3mL)シングルプランジャーポンプ
溶液投入口	2溶媒接続、2液グラディエント
流速	1~100 mL / min
圧力上限	145 psi (10 bar)
UV検出	可変式二波長(200-400 nm)
分取モード	定量、しきい値、UV傾斜からの組み合わせ可能
分取容量	最大4.8L
分取容器	13 x 100 mm, 16 x 100 mm, 16 x 150 mm, 18 x 150 mm, 25 x 150 mm, 120 mLは1列4ラック設置可能 240 mL, 480 mLは1ラック

表示価格は消費税別価格です。
システムの外観・仕様は、改善のため予告な変更することがあります。

2026年4月1日

 **Biotage** バイオタージ・ジャパン株式会社

本社: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F
TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

西日本: 〒532-0011 大阪市淀川区宮原5-1-28, 4F
TEL 06-6838-9311 FAX 06-6838-9312