

全製品
35% off

電気泳動・ ウェスタンブロッティング キャンペーン

期間 2026年5月1日(金) ▶ 7月31日(金)

キャンペーン内容

タンパク質電気泳動 関連製品

電気泳動

- プレキャストゲル
- 泳動用緩衝液

CBB 染色

- CBB 染色液

35%
Off

対象製品は p. 2
をご参照ください。

ウェスタンブロッティング 関連製品

転写

- セミドライ式転写緩衝液

ブロッキング

- 各種ブロッキング試薬

抗体反応

- 二次抗体
- 抗体希釈液

検出

- 化学発光検出試薬
- 発色検出試薬

その他

- ストリッピング試薬
- その他緩衝液

35%
Off

対象製品は p. 3
をご参照ください。

キャンペーンリスト

タンパク質電気泳動関連製品

電気泳動(プレキャストゲル)

種類	ゲル濃度	貯法	製品番号		容量	価格	キャンペーン価格
			13 well	17 well			
Bullet PAGE Plus Precast Gel	5-10%	冷蔵	21789-34	21790-94	10 sheets	21,000	13,650
	5-15%		21791-84	21792-74			
	5-20%		21793-64	21794-54			
	7.5-15%		21795-44	21796-34			
	10-20%		21797-24	21798-14			
	7.5%		21799-04	21800-54			
	10%		21801-44	21806-94			
	12.5%		21807-84	21811-14			
	15%		21853-74	21854-64			
Extra PAGE One Precast Gel	5-10%	冷蔵	13059-44	13060-04	10 sheets	19,500	12,675
	5-15%		13061-94	13062-84			
	5-20%		13063-74	13064-64			
	7.5-15%		13065-54	13066-44			
	10-20%		13067-34	13068-24			
	7.5%		13069-14	13070-74			
	10%		13071-64	13072-54			
	12.5%		13073-44	13074-34			
	15%		13075-24	13076-14			

電気泳動(泳動用緩衝液)

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
泳動用緩衝液(10倍濃縮)	室温	30340-91	1 L	5,950	3,870
泳動用緩衝液(10倍濃縮, SDS-PAGE用, トリス-グリシン系)	室温	30329-61	1 L	6,600	4,290
		30329-74	5 L	26,700	17,355

CBB 染色

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
Bullet CBB Stain Lite	冷蔵	21964-95	500 mL	18,000	11,700
CBB Stain One(Ready To Use)	室温	04543-51	1 L	14,000	9,100
		04543-64	5 L	59,000	38,350
CBB Stain One Super(Ready To Use)	室温	11642-44	100 mL	3,000	1,950
		11642-31	1 L	15,500	10,075

キャンペーンリスト っづき

ウェスタンブロットング関連製品

■ 転写

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
Bullet Semi-dry Transfer One	室温	15353-01	1 L	11,000	7,150
セミドライ ウェスタンブロットング用転写緩衝液	室温	30650-31	1 L	6,800	4,420

■ ブロッキング

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
Blocking One	冷蔵	03953-66	100 mL	4,200	2,730
		03953-95	500 mL	8,400	5,460
Blocking One-P	冷蔵	05999-84	200 mL	5,500	3,575
Bullet Blocking One for Western Blotting	冷蔵	13779-14	200 mL	5,500	3,575
		13779-01	1 L	22,000	14,300

■ 抗体反応

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
抗マウスIgG(ヤギ), HRP標識, 交差吸収済	冷蔵	21860-74	100 µL	9,800	6,370
		21860-61	1 mL	32,000	20,800
抗ウサギIgG(ヤギ), HRP標識, 交差吸収済	冷蔵	21858-24	100 µL	9,800	6,370
		21858-11	1 mL	32,000	20,800
Anti-Mouse IgG(Goat), KyoBright488-conjugated, Pre-absorbed	冷蔵	22844-06	100 µL	17,500	11,375
		22844-64	0.5 mL	49,000	31,850
Anti-Rabbit IgG(Goat), KyoBright488-conjugated, Pre-absorbed	冷蔵	22849-56	100 µL	17,500	11,375
		22849-14	0.5 mL	49,000	31,850
Bullet ImmunoReaction Buffer	冷蔵	18439-85	500 mL	21,000	13,650
Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA (50ml)	冷蔵	02267-41	1 set	11,000	7,150
Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA (250ml)	冷蔵	02270-81	1 set	33,000	21,450
Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA Solution A	冷蔵	02272-74	250 mL	19,000	12,350
Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA Solution B	冷蔵	02297-64	250 mL	19,000	12,350

■ 検出

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
Chemi-Lumi One L	冷蔵	07880-54	2 X 50 mL	8,800	5,720
		07880-70	1 kit	27,000	17,550
Chemi-Lumi One Super	冷蔵	02230-14	2 X 10 mL	9,000	5,850
		02230-30	1 kit	32,000	20,800
Chemi-Lumi One Ultra	室温	11644-24	2 X 10 mL	13,000	8,450
		11644-40	1 kit	52,000	33,800
Metal Enhancer for DAB Stain	室温	07388-24	100 mL	5,200	3,380
ペルオキシダーゼ染色DABキット(Brown stain)	冷蔵	25985-50	1 kit	19,500	12,675
TMB溶液(ウェスタンブロットング用)	冷蔵	18186-24	200 mL	15,000	9,750

■ その他

製品名	貯法	製品番号	容量	価格	キャンペーン価格
WB 剥離溶液	室温	05364-55	500 mL	18,500	12,025
WB 剥離溶液 ストロング	冷蔵	05677-65	500 mL	22,500	14,625
WB 剥離溶液 トライアルセット	冷蔵	05680-21	1 set	4,200	2,730
TBS(10x)(pH 7.4)	冷蔵	12748-31	1 L	8,200	5,330
0.05%-tTBS(10x)(pH 7.4)	冷蔵	12749-21	1 L	9,700	6,305
0.1%-tTBS(10x)(pH 7.4)	冷蔵	12750-81	1 L	9,900	6,435

Pick up !

Bullet シリーズ

Bullet シリーズは、電気泳動からウェスタンブロッティングの各工程の所要時間を、従来法と比較して大幅に短縮できる試薬シリーズです。泳動から CBB 染色が約 30 分、泳動からウェスタンブロッティングが約 2 時間で完了できます。

● SDS-PAGE から CBB 染色

← 従来法 約 3 時間 → Bullet シリーズ 約 30 分 ←

工程	SDS-PAGE	CBB 染色
従来法	約 1 時間	約 2 時間
Bullet シリーズ	Bullet PAGE Plus Precast Gel 約 10 分	Bullet CBB Stain Lite 15 分

● SDS-PAGE からウェスタンブロッティング

← 従来法 約 5 時間 → Bullet シリーズ 約 2 時間 ←

工程	SDS-PAGE	セミドライ式転写	ブロッキング	抗原抗体反応
従来法	約 1 時間	約 45 分	約 1 時間	2 時間以上
Bullet シリーズ	Bullet PAGE Plus Precast Gel 約 10 分	Bullet Semi-dry Transfer One 10 分	Bullet Blocking One 5 分	Bullet ImmunoReaction Buffer 約 半分

Bullet シリーズの詳細
はこちら



Chemi-Lumi One シリーズ

Chemi-Lumi One シリーズは、ウェスタンブロッティング用化学発光検出試薬です。一般的感度から超高感度に対応した 3 種類の製品をラインアップしているため、実験の目的に応じてご選択いただけます。

製品名	Chemi-Lumi One L	Chemi-Lumi One Super	Chemi-Lumi One Ultra
	一般的な感度 (pg 低域)	高感度 (fg 中域)	超高感度 (fg 低域)
感度	<p>一般的な感度 → 高感度 → 超高感度</p> <p>← ピコグラム (pg) → ← フェムトグラム (fg) →</p> <p>900 300 100 33.3 11.1 3.7 1.2 412 137 46 15 3 HRP IgG</p> <p>L Super Ultra</p>		

Chemi-Lumi One
シリーズの詳細
はこちら



※掲載価格は 2026 年 4 月現在のものです (消費税は含まれていません)。

ナカライテスク株式会社



URL <https://www.nacalai.co.jp/>

価格・納期のご照会

試薬はここに
0120-489-552

製品に関する技術的なご照会

<https://www.nacalai.co.jp/contact/>

※ 試験・研究用以外には使用しないでください。
※ 掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※ 掲載の製品は各社の商標または登録商標場合があります。