

工場排水管理のご担当者様向け

吸光度計 特価キャンペーン

＼賢くお得に買えるチャンス／

期間：2026/06/01～2026/12/31ご注文分

対象：吸光度計、COD・全窒素・全リン測定ユーザー



内容

キャンペーン期間だけの特別価格

photoLab7100	定価： 1,268,000円	→	1,000,000円
pHotoFlex	定価： 474,000円	→	379,000円
CR2200	定価： 333,000円	→	266,000円

購入特典

携帯型 pH計 を1台プレゼント

- ✓ 3滴×3秒で簡単測定
- ✓ 丸洗いOKでメンテナンス性◎
- ✓ 電極長寿命でランニングコスト削減



数量限定
無くなり次第
終了

卓上型分光光度計 photoLab7100



高機能・高精度
分光光度計として本格運用

👉 こんな場面に

- ✓ スペクトル分析可能
- ✓ 精密分析向け

携帯型吸光度計 pHotoFlex



現場で測定
バッテリー駆動・防水構造

👉 こんな場面に

- ✓ 現場巡回
- ✓ 日常管理

リアクター CR2200



COD/全窒素/全リンの
前処理を簡単に実施

●●●

- ✓ 吸光度計とセット運用で効率UP
- ✓ 日常測定から大量サンプルまで



セントラル科学株式会社

測定手順の紹介

COD_{Mn}の測定手順

01 CODテストチューブに試料と試薬を加える



02 リアクターで30分加熱



03 冷却後ろ過して測定



全窒素の測定手順

01 バイアルに試薬と試料を入れる



02 リアクターで30分加熱



03 試薬を加える



04 3分間反応させる



05 試薬を加える



06 2分間反応させる



07 前処理した試料を反応セルに加える



08 5分間反応させる



09 測定



全リンの測定手順

01 バイアルに試薬と試料を入れる



02 リアクターで30分加熱



03 液体試薬を加える



04 粉末試薬を加える



05 5分間反応させる



06 測定



試薬価格例

測定項目	コード	品名	測定範囲	測定単価
全窒素	L535550	VARIO 全窒素測定用試薬セット <低レンジ用/50セット>	0.0~25.0mg/L N	700円/回
全リン	M1145430001	オルトリン酸/全リン用試薬25回分	0.05~5.0mg/L P (0.2~15.3mg/L PO ₄)	836円/回
COD Mn	C00060612	CODテストチューブ 25本入	0.5~11.0mg/L	407.5円/回
	C00060601	CODメーター用試薬 A液 100mL		
COD Cr	L2420712	VARIO COD測定用試薬 <高レンジ用/ 25本入 /水銀フリー>	20~1,500mg/L	640円/回
	L2420726	VARIO COD測定用試薬 <中レンジ用/ 150本入>	200~15,000mg/L	393円/回



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03-3812-0226 FAX. 03-3814-7538

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06-6392-1978 FAX. 06-6392-1971

URL <https://aqua-ckc.jp>