

# New Product

80th Anniversary

より安心して  
使い続けていただくために



つながりを力に。未来へ

5.27  
on sale



情報モリたくさん！  
こちらのQRも  
チェック！



80  
セット  
限定販売

NEW

80th Anniversary Campaign

麻醉装置

KN-1071-G-I  
KN-1071-G-S

80周年キャンペーン



<https://www.nazme.co.jp>



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

# 麻酔装置 KN-1071-G-I KN-1071-G-S 80周年キャンペーン NARCOBIT-E(II) Campaign

## オーバーホール 点検 **1** 回付



### 安心の点検サービス

麻酔装置・気化器部の分解清掃  
リーク試験・濃度調整点検  
¥78,000(税別)相当

記念製品の  
ゴールデン・  
カラフロメーターを  
付属!



製品情報QR



## 80セット限定の特別キャンペーン 安心の点検サービス付。

※ご依頼期限：80セット完売、  
または2027年3月31日までのいずれか早い方。

コード	型番・品名	定価
KN-1071-G-I	80周年キャンペーンセット(イソフルラン用)	¥360,000(税別)
KN-1071-G-S	80周年キャンペーンセット(セボフルラン用)	¥400,000(税別)

マウス・ラット等小動物実験用簡易吸入麻酔装置

## NARCOBIT-E(II型)のご紹介

使いやすさとコスト最適化を追究した簡易吸入麻酔装置です。  
卓上で扱いやすいコンパクト設計に加え、豊富な周辺機器を  
取り揃えており、使用する動物種や実験内容に応じて、必要な  
構成を柔軟に組み合わせてご使用いただけます。

こちらも  
**check**

NARCOBIT-E(II型)  
製品ページ



株式会社 夏目製作所  
https://www.nazme.co.jp

○本社  
113-8551 東京都文京区湯島2-18-6  
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

○大阪SSC  
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178



V1-2024

# New Product

80th Anniversary



つながりをカに。未来へ

5.27  
on sale



80台  
限定販売

NEW

80th Anniversary model

ゴールデン  
カラフロメーター

KN-1013-1-G

金色、それは黄金の輝き...

情報も詳しくはこちらのQRも  
チェック！



<https://www.nazme.co.jp>

GOLDEN  
Colorful ometer



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

# ゴールデン KN-1013-1-G カラフロメーター Golden Colorful-ometer

1ℓ/minシリーズに6色目が記念販売します！



Image Photo

LIMITED TIME  
**OFFER**

**80台限定で  
弊社80周年記念カラーの  
金色にて販売いたします！**

※1ℓ/minのみの販売となります。

こちらも  
**CHECK  
IT OUT**  
↓

### ■カラフロメーター販売情報

ご使用の回路ごとに、  
カラフロメーター本体の色分けが可能です。

通常販売にて5色（黄・青・赤・緑・橙）  
販売展開しております。 ※1ℓ/minにて販売中

5ℓ/minのみ黒も販売中。

麻酔装置80周年キャンペーン

**オーバーホール  
点検 1回付**



キャンペーンQR



**安心の点検サービス**

麻酔装置・気化器部の分解清掃  
リーク試験・濃度調整点検  
¥78,000(税別)相当



株式会社 夏目製作所  
<https://www.nazme.co.jp>

○本社  
113-8551 東京都文京区湯島2-18-6  
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

○大阪SSC  
〒561-0811 大阪府豊中市鶴竹町1-9-1  
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



VI-2604J

# NARCOBIT-E (Ⅱ型)



KN-1071-I  
イソフルラン用



KN-1071-S  
セボフルラン用

- **対象動物**  
マウス・ラット・マーモセットなど、実験用小動物が主な対象です。
- **使用麻醉薬**  
イソフルラン及びセボフルランからお選びいただけます。 \*いずれかの麻醉薬専用の麻醉装置です。
- **使用ガス**  
空気(エアーポンプ内蔵)を使用しますので、電源があればどこでもお使いいただけます。  
また、酸素濃度を上げたい場合はKN-1061「酸素添加ユニット」で調整が可能です。 \*個別カタログがございます。
- **複数匹の同時維持**  
周辺機器を組み合わせていただくことで、マウスで1～10匹、ラットで1～8匹程度まで対応可能です。
- **必要な機能を、必要なだけ**  
各部の見直しにより、従来製品より、さらなるコストダウンを実現しました。  
周辺機器を豊富に準備しておりますので、様々なご要望に対応いたします。

仕 様	本体サイズ	W175×D145×H360 mm
	本体重量	約 7.7kg (カラフロメーターは除く)
	気化器	イソフルラン用またはセボフルラン用 (いずれかの麻醉薬専用)
	流 量	導入麻醉ボックス側： 約 5L / min ※1 維持麻醉マスク側： ～ 1.0L / min ※2
	電 源	AC 100V / 8.5W

付属品<sup>※3</sup> KN-1013-1 カラフロメーター 1L型 ×1 個  
(維持麻醉マスクの流量コントロール用<sup>※2</sup>)



※1：導入麻醉ボックス側の流量調整をご希望の場合は、KN-1013-5 カラフロメーター (5L型) が別途必要です。  
 ※2：維持麻醉を複数匹に対して行う場合には、匹数分のカラフロメーターおよび KN-1013-B5 分流ボックスが別途必要です。  
 ※3：その他に、導入麻醉ボックス等が別途必要です。詳細は「吸入麻醉装置関連製品」カタログをご参照ください。

