

# ChemScene TLC プレートキャンペーン 2026

薄層クロマトグラフィーは、化学および製薬分野のラボで広く用いられている分離手法の一つです。

この手法は、各成分における固定相との親和性と移動相との親和性の違いを原理としています。移動相でプレートを展開する過程で、各成分は吸着と脱離を繰り返しながら分離されます。

このシンプルでありながら有用な手法は、以下の用途に用いられます。

- ・ 医薬品成分の同定
- ・ 不純物の検出
- ・ 成分含量の確認
- ・ 化学反応の進行状況の確認

日々の品質管理、研究開発、再現性の高い試験結果を支える基盤技術です。



特別価格  
キャンペーン  
送料無料

シリカゲル 60 F254

キャンペーン期間：5月1日～6月30日

ChemScene はこれまでに、多様な薄層クロマトグラフィープレートを開発してきました。

詳細は [www.chemscene.com](http://www.chemscene.com) をご覧いただくか、[jp.sales@chemscene.com](mailto:jp.sales@chemscene.com) までお問い合わせください。

| Cat. No. | Length × Width | Layer Thickness | Qty/Pack            | End user price |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| CS-E0008 | 20 × 20 cm     | 0.2 mm          | 25 Aluminum Sheets  | ¥11,000        |
| CS-E0081 | 2.5 × 5 cm     | 0.2 mm          | 640 Aluminum Sheets | ¥12,400        |
| CS-E0009 | 2.5 × 7.5 cm   | 0.2 mm          | 320 Glass Plates    | ¥10,300        |
| CS-E0010 | 2.5 × 5 cm     | 0.2 mm          | 640 Glass Plates    | ¥11,000        |
| CS-E0011 | 5 × 20 cm      | 0.2 mm          | 80 Glass Plates     | ¥10,300        |
| CS-E0013 | 20 × 20 cm     | 0.2 mm          | 20 Glass Plates     | ¥9,600         |
| CS-E0020 | 2 × 5 cm       | 0.2 mm          | 800 Glass plates    | ¥11,000        |
| CS-E0014 | 20 × 20 cm     | 0.5 mm          | 20 Glass plates     | ¥9,900         |
| CS-E0007 | 20 × 20 cm     | 1 mm            | 20 Glass Plates     | ¥11,000        |
| CS-E0117 | 20 × 20 cm     | 1.5 mm          | 20 Glass plates     | ¥11,400        |
| CS-E0041 | 20 × 20 cm     | 2 mm            | 20 Glass Plates     | ¥11,700        |