

CleanCap® IVTキット

20% OFF

キャンペーン

キャンペーン期間 2025.9.30(火)まで

CleanCap® IVTキットで、研究費をスマートに節約！

単品



#N-7413-10

CleanCap® AG (3' OMe) 試薬
(10μmol)

¥249,000



キット品



#K-7413-25

CleanCap® AG (3' OMe) IVTキット
(10μmol + IVT必要試薬) **N1メチルシュードUTPも付属！**

20% OFF ¥201,600* *定価 ¥252,000



節約

POINT

- CleanCap® 試薬が**同梱！**
- IVTの最適化で**CleanCap® 試薬を節約！**
- 改良RNAポリメラーゼで**dsRNAの生成を抑制！**


本キットには、キャッピング効率の高いCleanCap® 試薬が含まれています。さらにIVTに必要な酵素やバッファーも最適化しており、CleanCap® 試薬の使用量を抑えつつ、高品質なmRNAを高収量に合成できるため、コストパフォーマンスも優れています。

製品詳細は弊社Web siteをご覧ください。 [ナカライテスク CleanCap IVTキット](#)





IVTの最適化でCleanCap® 試薬を節約

キットに含まれるバッファーは、*in vitro* 転写を最適化 (CleanScript IVT) しており、従来と比べて収量が最大2倍に増加したことが示されています。また、CleanCap® 試薬の使用量が減らせるため、コストパフォーマンスも向上しています。



dsRNAの生成を抑制

キットには、TriLink社が開発したCleanScribe RNAポリメラーゼが含まれており、dsRNAの生成が抑えられるため、mRNAの翻訳効率が高められます。



個別開催受付中

オンラインセミナーのお知らせ！



mRNA研究に役立つ4つのテーマを用意しています！



ご希望のテーマを、お客さまの施設または部署単位で開催することが可能です！

mRNAの医薬品開発で起こる課題に対し、TriLink社のエキスパートが問題解決に役立つ情報を提供します。お気軽に質問・議論を交わし、皆さまの研究にお役立てください。

ご興味がございましたら、弊社営業担当または販売窓口までお申し付けください。

詳細はこちら▶



ナカライテスク株式会社



URL

<https://www.nacalai.co.jp/>

価格・納期のご照会

0120-489-552

製品に関する技術的なご照会

<https://www.e-nacalai.jp/URL/?P=Contact>

※ 試験・研究用以外には使用しないでください。

※ 掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※ QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。