

今なら、1本無償でご提供！

まだHiTrap™を体験したことのない皆さまへ

HiTrap™カラム無償サンプルキャンペーン

対象のHiTrap™カラムを1本 無償で差し上げます！

2025/9/29(月) ～ 2025/10/24(金) お申込み分まで

*在庫に限りがあるためキャンペーンは予告なく、終了する場合があります。

豊富な製品群、対象製品は裏面をご覧ください！

HiTrap™カラムとは？

シリンジでもクロマトグラフィーシステムでも使用できます

- シリンジによる簡単操作
- クロマトグラフィーシステムにも接続可能
- ÄKTA™designなら直接接続可能
- 多様な目的に対応する幅広い製品レンジ

この機会
お見逃しなく



シリンジによる操作



システム接続



関連情報



HiTrap™
開発秘話



HiTrap™
製品ページ

サンプル対象製品 *製品の特長については、各製品のウェブサイトをご覧ください

適用	製品コード	Description	Size
MBP融合タンパク質精製	29048641	MBPTrap™ HP	1 本×1 ml
抗体精製	29048576	HiTrap™ Protein A HP	1 本×1 ml
抗体精製	29048581	HiTrap™ Protein G HP	1 本×1 ml
フラグメント抗体精製	29048665	HiTrap™ Protein L	1 本×1 ml
抗体精製(高アルカリ耐性)	17542411	HiTrap™ MabSelect™ SuRe 70	1 本×1 ml
His-tagタンパク質精製 (Niイオン)	29048631	HiTrap™ FF crude	1 本×1 ml
His-tagタンパク質精製 (Niイオン)	29051021	HiTrap™ HP	1 本×1 ml
His-tagタンパク質精製 (Niイオン)	29048586	HiTrap™ excel	1 本×1 ml
His-tagタンパク質精製 (Coイオン)	29048565	HiTrap™ TALON crude	1 本×1 ml
GST融合タンパク質精製	29048609	GSTrap™ 4B	1 本×1 ml
陰イオン交換	29051325	HiTrap™ Q HP	1 本×1 ml
陽イオン交換	29051324	HiTrap™ SP HP	1 本×1 ml
陽イオン交換	29400460	HiTrap™ Capto™ SP ImpRes	1 本×1 ml
陰イオン交換	29401107	HiTrap™ Capto™ Q	1 本×1 ml
陰イオン交換	29400462	HiTrap™ Capto™ Q ImpRes	1 本×1 ml
陽イオン交換	29400458	HiTrap™ Capto™ S	1 本×1 ml
陽イオン交換	29400459	HiTrap™ Capto™ S ImpAct	1 本×1 ml
陰イオン交換	29400457	HiTrap™ Capto™ DEAE	1 本×1 ml
マルチモーダル 弱陽イオン交換	29400465	HiTrap™ Capto™ MMC	1 本×1 ml
マルチモーダル 弱陽イオン交換	29401108	HiTrap™ Capto™ MMC ImpRes	1 本×1 ml
マルチモーダル 弱陰イオン交換	29400456	HiTrap™ Capto™ adhere	1 本×1 ml
マルチモーダル 弱陰イオン交換	29400464	HiTrap™ Capto™ adhere ImpRes	1 本×1 ml
ウイルスおよび巨大分子の精製	29400461	HiTrap™ Capto™ Core 700	1 本×1 ml
脱塩・バッファー交換	29048684	HiTrap™ Desalting	1 本×5 ml
NEW* 自己切断型タグ付きタンパク質の精製	17542151	HiTrap™ Protein Select™	1 本×1 ml

注意事項: お申込みの前に必ずお読みください

- 製品サンプルの発送は日本国内のみ、ご使用者様住所宛とさせていただきます。
- 配達日の指定はお受けできません。
- 製品サンプルの提供は、1研究室1回限りとさせていただきます。
- 同業他社および弊社関係各社は対象外とさせていただきます。
- ご提供したサンプルの使用状況について、ご使用者様にご連絡させていただきます場合がございます。
- 製品サンプルは、お届けまでお時間いただく事がございます。
- サンプルに関する不具合、またはそれによって生じる不具合は保証しません。

***NEW** Hitrap™ Protein Select™

組換えタンパク質精製のニュースタンド
タグの自己切断により、ワンステップで純度
の高い目的タンパク質を精製



【代理店担当者用】

無償サンプル申し込みQRコード

必ず、代理店担当者からお申込みください

※本キャンペーンの無償サンプルについては、
エンドユーザー様からは直接お申込みできません



掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

Cytiva and the Drop logo are trademarks of Global Life Sciences IP Holdco LLC or an affiliate.

Capto, GSTrap, HisTrap, HiTrap, MBPTrap and Protein Select are trademarks of Global Life Sciences Solutions USA LLC or an affiliate doing business as Cytiva.

© 2025 Cytiva

All goods and services are sold subject to the terms and conditions of sale of the supplying company operating within the Cytiva business. A copy of those terms and conditions is available on request. Contact your local Cytiva representative for the most current information.

For local office contact information, visit [cytiva.com/contact](https://www.cytiva.com/contact)

Cytiva(サイティバ)

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
〒169-0073

東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL：03-5331-9336

e-mail：Tech-JP@cytiva.com

www.cytivalifesciences.co.jp



取扱店