



# ラボプロダクツ消耗品キャンペーン 2025 Autumn

キャンペーン期間

2025年10月1日(水)～2025年12月24日(水)受注分まで

# 凍結保存用チューブ&アクセサリ

キャンペーン番号 | RCAT23

30%  
OFF

Thermo Scientific™ Nalgene™ クライオバイアルは、深く強度に優れたネジ山を持つ独自の液漏れ防止キャップを備えた、凍結保存用チューブです。ガasketを必要とせず、気密性を確保し、超低温や液体窒素の環境下でも長期間にわたってサンプルを安定して保存できます。

## Thermo Scientific™ Nalgene™ クライオバイアル



- 高い気密性／リークテスト済み
- USP Class VI準拠
- パイロジェンフリー
- DNase/RNaseフリー
- 細胞無毒性
- 滅菌済み (SAL10<sup>-6</sup>)

【材質】本体:PP／キャップ:HDPE


| 製品番号      | 使用容量 (mL) | 総容量 (mL) | キャップタイプ | 自立型 | 回転防止機構 | 書き込みスペース | 包装 (個×包) | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-----------|-----------|----------|---------|-----|--------|----------|----------|---------|----------|
| 5000-0012 | 1.0       | 1.2      | アウター    | ●   | ●      | ●        | 25 × 20  | ¥47,640 | ¥33,340  |
| 5000-0020 | 1.8       | 2.0      | アウター    | ●   | ●      | ●        | 25 × 20  | ¥47,640 | ¥33,340  |
| 5000-0050 | 4.5       | 5.0      | アウター    | ●   | ●      | ●        | 10 × 25  | ¥30,500 | ¥21,340  |

キャンペーン期間

2025年10月1日(水)～2025年12月24日(水) 受注分まで

## バーコード付きクライオチューブのご紹介

### Thermo Scientific™ Nalgene™ クライオバイアル バーコード付き



Nalgene クライオバイアル 2.0 mL

- バーコードと目視可能文字が付いたNalgeneクライオバイアル
- バーコードはラボでよく使われる化学薬品<sup>※1</sup>に耐性あり

※1 IPA、DMSO、5% Bleach、10% 酢酸、10% 水酸化ナトリウム

【材質】本体:PP／キャップ:HDPE

| 製品番号      | 使用容量 (mL) | 総容量 (mL) | キャップタイプ | 自立型 | 回転防止機構 | 書き込みスペース | 滅菌 | 包装 (個×包) | 希望小売価格  |
|-----------|-----------|----------|---------|-----|--------|----------|----|----------|---------|
| 5001-0012 | 1.0       | 1.2      | アウター    | ●   | ●      | —        | ●  | 25 × 20  | ¥55,480 |
| 5001-0020 | 1.8       | 2.0      | アウター    | ●   | ●      | —        | ●  | 25 × 20  | ¥55,480 |
| 5001-0050 | 4.5       | 5.0      | アウター    | ●   | ●      | —        | ●  | 10 × 25  | ¥35,540 |

■ サンプルのお申し込みはこちら [thermofisher.com/jp-cryotube-sample](https://thermofisher.com/jp-cryotube-sample)

## Thermo Scientific™ Nalgene™ クライオバイアルホルダー




- バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能

【材質】本体:PC

| 製品番号        | バイアル保持数(列) | カラー | 外寸(mm) W × L × H | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格      |
|-------------|------------|-----|------------------|----|--------|---------------|
| 5030-0505PK | 25(5 × 5)  | 青   | 197 × 102 × 22   | 1  | ¥7,120 | <b>¥4,980</b> |
| 5030-0510PK | 50(5 × 10) | 白   | 197 × 102 × 28   | 1  | ¥7,660 | <b>¥5,360</b> |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ CryoBoxes™



867013シリーズ


- フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
- ラックに入れた状態でも色を確認可能
- 使用温度範囲: -196 ~ -121 °C



5025-0505PK



5026-0909PK



5027-0909PK

【材質】本体・仕切り:PC

| 製品番号          | 適合チューブサイズ(mL) | チューブ保持数(列) | 外寸(mm) W × L × H | カラー | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格      |
|---------------|---------------|------------|------------------|-----|----|---------|---------------|
| 867013-0240PK | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | 赤   | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 867013-0241PK | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | 黄   | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 867013-0242PK | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | 緑   | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 867013-0243PK | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | 青   | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 867013-0244PK | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | グレー | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 5026-0909PK   | 1.0~2.0       | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 52   | 白   | 4  | ¥11,160 | <b>¥7,800</b> |
| 5025-0505PK   | 1.0~2.0       | 25(5 × 5)  | 76 × 76 × 52     | 白   | 8  | ¥14,120 | <b>¥9,880</b> |
| 5027-0909PK   | 5.0           | 81(9 × 9)  | 133 × 133 × 95   | 白   | 4  | ¥14,220 | <b>¥9,940</b> |

キャンペーン期間

2025年10月1日(水)~2025年12月24日(水) 受注分まで

# ボトルトップフィルター&リザーバー

キャンペーン番号 | RCAT24

45%  
OFF

## Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ ボトルトップフィルター



PESメンブレン(青色)、細胞培養用培地や試薬のろ過に適している



SFCAメンブレン(黄色)、細胞培養用培地や血清のろ過に適している

- スピーディーで安定したろ過を実現
- 滅菌済み • パイロジェンフリー • 細胞無毒性
- 製品にロット番号・有効期限が記載されており、個別管理に便利

### ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン

- タンパク質の吸着性が低い • 低溶出
- Stem Cell テスト済み (0.2 μmのみ)

### 無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)メンブレン

- タンパク質の吸着性が低い • 界面活性剤を含まない
- 標準的なCAメンブレンよりも低溶出

### 【材質】本体:PS

| 製品番号     | メンブレン材質 | 適合ボトル口径 (mm)     | ポアサイズ (μm) | メンブレン径 (mm) | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------|---------|------------------|------------|-------------|---------|----|---------|----------|
| 596-4520 | PES     | 45 <sup>*1</sup> | 0.2        | 50          | 150     | 12 | ¥18,620 | ¥10,240  |
| 595-4520 |         |                  |            | 75          | 500     |    | ¥21,660 | ¥11,900  |
| 597-4520 |         |                  |            | 90          | 1,000   |    | ¥30,900 | ¥16,980  |
| 296-4545 |         |                  | 0.45       | 50          | 150     |    | ¥16,720 | ¥9,180   |
| 295-4545 |         |                  |            | 75          | 500     |    | ¥19,240 | ¥10,580  |
| 290-4520 | SFCA    | 45 <sup>*1</sup> | 0.2        | 50          | 150     | 12 | ¥18,500 | ¥10,160  |
| 291-4520 |         |                  |            | 75          | 500     |    | ¥26,180 | ¥14,380  |
| 292-4520 |         |                  |            | 90          | 1,000   |    | ¥42,360 | ¥23,280  |
| 290-4545 |         |                  | 0.45       | 50          | 150     |    | ¥18,500 | ¥10,160  |
| 291-4545 |         |                  |            | 75          | 500     |    | ¥26,180 | ¥14,380  |

※1 フィルターユニット受器シリーズ(製品番号 455-xxxx)に適合しています。  
注意：吸引に耐性があり、滅菌済みのボトルをご使用ください。

## Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ フィルターユニット受器



- 滅菌済み
- パイロジェンフリー
- 細胞無毒性
- 液漏れ防止キャップ付き
- ろ液のpH変動を最小限に抑える高い気密性
- 成形目盛り付きでグリップしやすいボトル形状

### 【材質】本体:PS／キャップ:PE

| 製品番号     | 容量 (mL) | 適合ボトル口径 (mm) | 包装 (個 × 包) | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------|---------|--------------|------------|---------|----------|
| 455-0150 | 150     | 45           | 1 × 24     | ¥14,840 | ¥8,160   |
| 455-0250 | 250     |              |            | ¥14,840 | ¥8,160   |
| 455-0500 | 500     |              | 1 × 12     | ¥13,660 | ¥7,500   |
| 455-1000 | 1,000   |              |            | ¥17,040 | ¥9,360   |

# 遠沈管／コニカルチューブ

キャンペーン番号 | RCAT25

45%  
OFF

## Thermo Scientific™ Nunc™ 遠沈管



- 標準的な遠心分離機に適合した遠心分離用チューブ
- プラグ式キャップ
- 書き込みスペースと目盛り付き
- 最大遠心加速度 3,000 ×g<sup>※1</sup>

※1 遠心条件は、当社遠心機での条件であり、ご使用になるローターの説明書を参照ください。特殊なサンプルの場合は、必ずお客さままでお試しください。

【材質】本体:PS／キャップ:PE

| 製品番号   | 底形状  | サイズ(mm) | 容量(mL) | 滅菌 | 包装(個×包) | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|--------|------|---------|--------|----|---------|---------|----------|
| 337846 | コニカル | 16×110  | 11     | ●  | 80×6    | ¥53,660 | ¥29,500  |

## Thermo Scientific™ Sterilin™ ユニバーサルコニカルチューブ 30 mL



- 1/2回転で容易に開閉できるQuick Startキャップ
- 5 mL間隔の目盛りと大きな書き込みエリア付き
- DNase／RNase／ヒトDNAフリー
- パイロジェンフリー
- 最大遠心加速度 9,500 ×g<sup>※1</sup>
- BS EN 14254準拠のリークテスト済み

※1 遠心条件は、当社遠心機での条件であり、ご使用になるローターの説明書を参照ください。特殊なサンプルの場合は、必ずお客さままでお試しください。

【材質】本体:PP

| 製品番号       | 呼称容量(mL) | 最大容量(mL) | 容量目盛り | 外寸(mm) | 滅菌 | 包装(個×包) | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|------------|----------|----------|-------|--------|----|---------|---------|----------|
| 30BPPRNIRR | 30       | 25       | プリント  | 94×31  | ●  | 50×8    | ¥22,800 | ¥12,540  |

キャンペーン期間

2025年10月1日(水)～2025年12月24日(水) 受注分まで

# イムノプレート

キャンペーン番号 | RCAT26

30%  
OFF

## Thermo Scientific™ Nunc™ イムノプレート／イムノモジュールプレート



96ウェルプレート




モジュールプレート

### プレートタイプ

- プレート:96ウェルプレート、オートメーション対応
- モジュールプレート:フレームと取り外せる8、12、16ウェルの分割不可能なストリップで構成


### ウェル形状

| F底(平底)          | U底(丸底)          | C底(平底+カーブエッジ)   | C底(スターウェル)      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 400 $\mu$ L/ウェル | 300 $\mu$ L/ウェル | 350 $\mu$ L/ウェル | 330 $\mu$ L/ウェル |
| 光学的測定に最適        | 高い洗浄効果          | 光学測定と洗浄効果を両立    | 固相化の面積を最大42%アップ |



### 受動的結合用表面

さまざまな修飾表面に結合可能な生体高分子の種類を示したものです。例えば、脂質を結合する場合は、疎水性表面のポリソープが最も適しています。固相化する生体分子の物理化学的特性に合わせて、安定した結合に適した表面を選択できます。この図に示されているように、マキシソープは結合できる分子の範囲が最も広い、対応アプリケーションの範囲が最も広がっています。



### ビオチン化タンパク質と共有結合によって結合したストレプトアビジンとのカップリング

あらかじめ洗浄した後、ビオチン化標的分子を適切なバッファーに加えるだけです。短時間のインキュベーションステップで、ビオチン化分子がストレプトアビジン分子と結合します。

### 表面処理

- Immobilizer Streptavidin (イモビライザーストレプトアビジン): スペーサーの先にストレプトアビジンが結合しているため、ビオチン化した分子と結合。
- Thermo Scientific™ PolySorp™ (ポリソープ): 極性が弱く、疎水性の分子と親和性がある。
- Immulon 1B (イムロン 1B): 疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中程度の結合能を示す。
- Immulon 4HBX (イムロン 4HBX): 特に高いタンパク質吸着を示す。
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ (マキシソープ): 親水性／疎水性ドメインの混在する分子に高い親和性がある。

### 【材質】プレート本体・モジュール:PS／446469フレーム:ABS／469078フレーム:SAN

| 製品番号                 | 表面処理                     | ウェル形状・数 | カラー | 入数     | 希望小売価格   | キャンペーン価格 |
|----------------------|--------------------------|---------|-----|--------|----------|----------|
| 436014               | Immobilizer Streptavidin | F96     | クリア | 1 × 15 | ¥71,720  | ¥50,200  |
| 475094               | PolySorp                 | F96     | クリア | 5 × 12 | ¥31,340  | ¥21,920  |
| 3355                 | Immulon 1B               | F96     | クリア | 10 × 5 | ¥24,500  | ¥17,140  |
| 3855                 | Immulon 4HBX             | F96     | クリア | 10 × 5 | ¥31,320  | ¥21,920  |
| 446612 <sup>※1</sup> | MaxiSorp                 | C96     | クリア | 5 × 12 | ¥38,340  | ¥26,820  |
| 449824               | MaxiSorp                 | U96     | クリア | 5 × 12 | ¥31,340  | ¥21,920  |
| 446469 <sup>※1</sup> | MaxiSorp                 | C8      | クリア | 10 × 6 | ¥136,800 | ¥95,760  |
| 469078               | PolySorp                 | F8      | クリア | 10 × 6 | ¥79,360  | ¥55,540  |

※1 Certificate付き

# シングルチャンネルピペット

## Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F1&F2 GLPキット

キャンペーン番号 | RCAT27

30%  
OFF



### Finnpiquette F1ピペット

- 音がなく静かに容量設定、片手での操作が可能
- 設定した容量を確実にロックし、ピペッティング中の不意な容量ズレを防止

### Finnpiquette F2ピペット

- フルオートクレーブ対応  
分解／再組み立ての必要がなく、汚染除去も簡単
- 高い堅牢性と耐久性  
化学薬品や紫外線に高い耐性あり

| 製品番号     | 製品名                                                                       | 希望小売価格   | キャンペーン価格 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4700860N | Finnpiquette F1 GLPキット 4本セット (0.2~2 µL, 2~20 µL, 20~200 µL, 100~1,000 µL) | ¥150,240 | ¥105,160 |
| 4701060N | Finnpiquette F1 GLPキット 3本セット (2~20 µL, 20~200 µL, 100~1,000 µL)           | ¥117,060 | ¥81,940  |
| 4700880  | Finnpiquette F2 GLPキット 4本セット (0.2~2 µL, 2~20 µL, 20~200 µL, 100~1,000 µL) | ¥133,820 | ¥93,660  |
| 4701070  | Finnpiquette F2 GLPキット 3本セット (2~20 µL, 20~200 µL, 100~1,000 µL)           | ¥101,440 | ¥71,000  |

ピペットスタンド、試薬リザーバー(サンプル)付き

# マルチチャンネルピペット

## Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2 マルチチャンネル

キャンペーン番号 | RCAT28

30%  
OFF



- 121 °C (2 ata)、20分間のオートクレーブが可能
- ハンドルの材質には耐熱性、耐衝撃性に優れたポリアミドを採用

| 製品番号    | チャンネル | 容量レンジ(µL) | 適合チップ              | 希望小売価格   | キャンペーン価格 |
|---------|-------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 4662000 | 8     | 1~10      | Flex 10, 10        | ¥140,060 | ¥98,040  |
| 4662010 |       | 5~50      | Flex 200, 250 Univ | ¥140,060 | ¥98,040  |
| 4662020 |       | 10~100    | Flex 200, 250 Univ | ¥140,060 | ¥98,040  |
| 4662030 |       | 30~300    | Flex 300, 300      | ¥140,060 | ¥98,040  |
| 4662040 | 12    | 1~10      | Flex 10, 10        | ¥160,440 | ¥112,300 |
| 4662050 |       | 5~50      | Flex 200, 250 Univ | ¥160,440 | ¥112,300 |
| 4662060 |       | 10~100    | Flex 200, 250 Univ | ¥160,440 | ¥112,300 |
| 4662070 |       | 30~300    | Flex 300, 300      | ¥160,440 | ¥112,300 |
| 4662080 | 16    | 1~10      | 20, 50             | ¥197,380 | ¥138,160 |
| 4662090 |       | 5~50      | 50                 | ¥197,380 | ¥138,160 |

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➡ 5年

ご登録はこちらから [thermofisher.com/jp-pipette-warranty](https://thermofisher.com/jp-pipette-warranty)

キャンペーン期間

2025年10月1日(水)~2025年12月24日(水) 受注分まで


# マニュアルピペット

## Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ シングルチャンネル

### 専用チップモデル

キャンペーン番号 | RCAT29


40%  
OFF



ClipTip 12.5 Ext

### Thermo Scientific™ ClipTip™ 12.5 Ext

- 0.1~2  $\mu$ L、1~10  $\mu$ LモデルはClipTip 12.5 Extに適合
- スナップ&リップシールテクノロジーによって、完全な装着とシールを可能にし、分注精度、快適性が大幅に向上
- マイクロチューブの底部にチップ先端が無理なく届き、コンタミネーション防止にも有効



0.1~2  $\mu$ L、1~10  $\mu$ Lモデルにはスナップ&リップシールを採用

| 製品番号     | チャンネル | 容量レンジ( $\mu$ L) | 適合チップ                       | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------|-------|-----------------|-----------------------------|---------|----------|
| 4641310N | 1     | 0.1~2           | ClipTip 12.5 Ext            | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641320N | 1     | 1~10            | ClipTip 12.5 Ext            | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641180N | 1     | 2~20            | ClipTip 20                  | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641190N | 1     | 5~50            | ClipTip 50                  | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641200N | 1     | 10~100          | ClipTip 200                 | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641210N | 1     | 20~200          | ClipTip 200                 | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641220N | 1     | 30~300          | ClipTip 300、ClipTip 300 Ext | ¥46,100 | ¥27,660  |
| 4641230N | 1     | 100~1,000       | ClipTip 1000                | ¥46,100 | ¥27,660  |

本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のClipTipをお買い求めください。

# 電動ピペッティングエイド

## Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler

キャンペーン番号 | RCAT32

30%  
OFF



卓上スタンド



壁掛けホルダー

- 長寿命のリチウムイオンバッテリー  
1回の充電で約15時間使用でき、急速充電可能
- スタンド、ホルダー、1 mLピペットサポートを標準装備

| 製品番号 | カラー  | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|------|------|---------|----------|
| 9501 | ホワイト | ¥56,820 | ¥39,760  |
| 9511 | クリア  | ¥56,820 | ¥39,760  |
| 9521 | ブルー  | ¥56,820 | ¥39,760  |
| 9531 | レッド  | ¥56,820 | ¥39,760  |
| 9541 | グリーン | ¥56,820 | ¥39,760  |

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 → 5年 (F1-ClipTip)、通常1年 → 2年 (S1 Pipet Filler)

ご登録はこちらから [thermofisher.com/jp-pipette-warranty](https://thermofisher.com/jp-pipette-warranty)

## Thermo Scientific™ Nalgene™ メスシリンダー (PMP)



- ASTM Class B、E1272およびISO 6706:1981に準拠
- 透明性と化学薬品耐性が高い • オートクレーブ可

【材質】 本体:PMP／底部:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 目盛り (mL) | 誤差 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----------|---------|----|---------|----------|
| 3663-0100PK | 100     | 1.0      | ±1.00   | 1  | ¥4,560  | ¥2,720   |
| 3663-1000PK | 1,000   | 10.0     | ±6.0    | 1  | ¥9,540  | ¥5,720   |
| 3663-2000PK | 2,000   | 20.0     | ±12.0   | 1  | ¥16,120 | ¥9,660   |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ バッフル付き三角フラスコ (PC)



- ガラスの代替となる優れた透明性 • 発酵培養、細胞培養などの研究用
- バッフル(底部の凹凸部分)はガス交換またはミキシングを促進 • オートクレーブ可

【材質】 本体:PC

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|---------|----------|
| 4110-0500PK | 500     | 4  | ¥16,300 | ¥9,780   |
| 4110-2000PK | 2,000   | 2  | ¥19,180 | ¥11,500  |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 分液ロート スキープ形



- オートクレーブ可(ストップコックはオートクレーブ不可)
- 潤滑油が不要であり取り扱いが簡単

【材質】 本体:PPCO／キャップ:PP ストップコック:TFE

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|---------|----------|
| 4300-0125PK | 125     | 1  | ¥15,200 | ¥9,120   |
| 4300-1000PK | 1,000   | 1  | ¥21,100 | ¥12,660  |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 吸引フラスコ (PP)



- 30 inHgの真空まで耐えられる • 一般的なストッパーが付けられる
- アダプターは内径6.35～9.53 mm (1/4～3/8インチ) までのチューブに適合
- 製品番号:DS4101-2000は目盛り付き • 楕円形の書き込みスペース付き

【材質】 本体:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 適合チューブ内径 (mm) | 適合ゴム栓 <sup>※1</sup> No. | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|---------------|-------------------------|----|--------|----------|
| DS4101-1000 | 1,000   | 6.35～9.53     | 13                      | 1  | ¥5,900 | ¥3,540   |
| DS4101-2000 | 1,700   | 9.53          | 17                      | 1  | ¥7,620 | ¥4,560   |

※1 国内サイズ メーカーおよびゴム栓、シリコン栓の違いにより多少サイズが変わります。

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 遠心瓶 (PPCO)



- オートクレーブ可
- シーリングキャップの利用で高速遠心時でも液漏れ防止
- 3120-9500PKのみ全容量の75%以下で使用、他は80%
- 250 mLボトルをThermo Scientific™ Sorvall™ GSAローターで使用时はボトルアダプター (製品番号:DS3125-0250)が必要

【材質】 本体:PPCO／キャップ:PP

| 製品番号                      | 呼称容量 (mL)           | 最大遠心加速度 (×g) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------------------|---------------------|--------------|----|---------|----------|
| 3120-0250PK <sup>※1</sup> | 250 <sup>※2</sup>   | 13,200       | 4  | ¥9,360  | ¥5,600   |
| 3120-9500PK               | 500                 | 13,700       | 4  | ¥10,240 | ¥6,140   |
| 3120-1000PK               | 1,000 <sup>※2</sup> | 7,100        | 4  | ¥20,560 | ¥12,320  |
| 3120-0500PK <sup>※3</sup> | 500                 | 4,800        | 4  | ¥10,880 | ¥6,520   |
| 3120-1010PK <sup>※3</sup> | 1,000 <sup>※2</sup> | 7,100        | 4  | ¥21,000 | ¥12,600  |

※1 遠心加速度 (DS3131-0038使用時):27,500 ×g

※2 250 mLおよび1,000 mLには製品番号DS3131-0038、DS3132-0063のライナー付きシーリングキャップあり

※3 IECローター用

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 遠心瓶 (PC)



- オートクレーブ可
- 優れた機械的強度

【材質】 本体:PC／キャップ:PP

| 製品番号                      | 呼称容量 (mL) | 最大遠心加速度 (×g) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------------------|-----------|--------------|----|---------|----------|
| 3122-0250PK <sup>※1</sup> | 250       | 27,500       | 4  | ¥12,840 | ¥7,700   |
| 3122-0500PK               | 500       | 13,700       | 4  | ¥19,800 | ¥11,880  |

※1 製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 遠心瓶 (シーリングキャップ付き)



- オートクレーブ可
- 最大遠心加速度:250 mL (27,500 ×g)、500 mL (13,700 ×g)
- Thermo Scientific™ Fiberlite™ カーボンファイバーローターに最適

【材質】 本体:PC／キャップ:PP／ガスケット:シリコン

| 製品番号                      | 呼称容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------------------|-----------|----|---------|----------|
| 3140-0250PK <sup>※1</sup> | 250       | 4  | ¥21,660 | ¥12,980  |
| 3140-0500PK <sup>※1</sup> | 500       | 4  | ¥26,860 | ¥16,100  |

※1 250 mL、500 mLにはそれぞれ製品番号DS3132-0058、DS3132-0063ライナー付きシーリングキャップあり

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 遠心瓶 (シーリングキャップ付き)



- オートクレーブ可
- 最大遠心加速度:250 mL (27,500 ×g)、500 mL (13,700 ×g)
- 250 mLボトルをSorvall GSAローターで使用时はボトルアダプター (製品番号:DS3125-0250)が必要

【材質】 本体:PPCO／キャップ:PP／ガスケット:シリコン

| 製品番号                      | 呼称容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------------------|-----------|----|---------|----------|
| 3141-0250PK <sup>※1</sup> | 250       | 4  | ¥18,820 | ¥11,280  |
| 3141-0500PK <sup>※1</sup> | 500       | 4  | ¥24,800 | ¥14,880  |

※1 250 mL、500 mLにはそれぞれ製品番号DS3132-0058、DS3132-0063ライナー付きシーリングキャップあり

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口ボトル (HDPE)



- 優れた化学薬品耐性
- -100℃までのフリーザーで使用可能
- 幅広い用途で使用が可能

【材質】 本体:HDPE／キャップ:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|--------|----------|
| 2002-9025PK | 8       | 12 | ¥2,500 | ¥1,500   |
| 2002-9050PK | 15      | 12 | ¥2,600 | ¥1,560   |
| 2002-0001PK | 30      | 12 | ¥3,100 | ¥1,860   |
| 2002-0032PK | 1,000   | 6  | ¥6,500 | ¥3,900   |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口ボトル (LDPE)



- 金属、有機物の溶出性が低い
- 柔軟性があり衝撃に強い
- 長期保存用に-100℃までの温度で使用が可能

【材質】 本体:LDPE／キャップ:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|--------|----------|
| 2003-9050PK | 15      | 12 | ¥2,560 | ¥1,520   |
| 2003-0004PK | 125     | 12 | ¥3,780 | ¥2,260   |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口褐色ボトル (HDPE)



- 優れた化学薬品耐性
- 光に敏感な物質を紫外線から保護

【材質】 本体:HDPE／キャップ:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|--------|----------|
| 2004-9050PK | 15      | 12 | ¥3,880 | ¥2,320   |
| 2004-0004PK | 125     | 12 | ¥6,240 | ¥3,740   |

## Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口ボトル (PPCO)



- オートクレーブ可
- 優れた化学薬品耐性

【材質】 本体:PPCO／キャップ:PP

| 製品番号        | 容量 (mL) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------------|---------|----|--------|----------|
| 2006-9025PK | 8       | 12 | ¥3,100 | ¥1,860   |
| 2006-9050PK | 15      | 12 | ¥3,100 | ¥1,860   |
| 2006-0004PK | 125     | 12 | ¥3,700 | ¥2,220   |

## 【新サービス】T&Iカスタムバーコードサービス開始

### バーコードも、ロゴも、目盛り線も。使う人のためのカスタム設計

Traceability & Identification (T&I) カスタムバーコードサービスは、任意のバーコードやロゴを印字した凍結保存用チューブや二次元コード付きチューブ、ラックなどを製作できるカスタムサービスです。

お問い合わせはこちら [thermofisher.com/jp-storage](https://thermofisher.com/jp-storage)



## ラボの安全セミナー

### 意外と見落とされがちなラボの安全管理・安全対策 ～良い研究・実験・検査のアウトプットは安全なラボから～

ラボの安全管理の基本から、最新の安全対策と有効な製品まで幅広く紹介します。本セミナーはお客さまのご都合に合わせてお伺いし、内容もご要望に応じて調整できます。ぜひこの機会にお申し込みください。

#### トピック&キーワード

- ラボセーフティとラボセキュリティ
- 液体窒素、ドライアイス
- ラボ機器の安全
- 化学物質の自律的な管理
- 感染対策

詳細はこちら [thermofisher.com/jp-labsafety-seminar](https://thermofisher.com/jp-labsafety-seminar)



研究用におのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

©2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2025年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 [thermofisher.com/jp-tc](https://thermofisher.com/jp-tc) LPD517-A2510CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら [thermofisher.com/contact](https://thermofisher.com/contact)

thermo scientific