

# 新春キャンペーン ハロゲン赤外線水分計

40%  
OFF!!



## HC103

品番	30216103
秤量	101g
最小表示	1mg、0.01%
繰返し性(2g)	0.10%
定価	¥717,000-

## HE73

品番	30237205
秤量	71g
最小表示	1mg、0.01%
繰返し性(2g)	0.15%
定価	¥433,400

## HE53

品番	30100251
秤量	54g
最小表示	1mg、0.01%
繰返し性(2g)	0.15%
定価	¥313,300

正確な結果、ステップごとのユーザーガイダンスによる直感的な操作性、機器の寿命を長期化する頑丈な構造が特徴のメトラー・トレドのハロゲン赤外線水分計を40%オフでご購入頂けるチャンスです！ぜひこの機会をご利用ください。各水分計の特徴は裏面で詳しくご覧ください。

キャンペーンID: C-00134141

キャンペーン期間：2025年11月1日～2026年3月31日（ご注文分）

※キャンペーン特価は販売店様経由でのご提示となります。

キャンペーンページからお申込みいただくことでキャンペーン特価を適用させて頂きます。

キャンペーンページはこちら

▶ [www.mt.com/jp-camp-moi](http://www.mt.com/jp-camp-moi)



METTLER TOLEDO

# ハロゲン赤外線水分計

正確な結果、直感的な操作、頑丈設計



## HC103 ハロゲン水分計

さまざまな業界に適したHC103は、メソッドのショートカットの表示が可能なユーザーガイド付きのタッチスクリーンにより操作が容易です。コンパクトで堅牢な設計により長い機器寿命が保証され、品質管理にもプロセス中管理アプリケーションにも使用できます。統合されたメソッドウィザードは、信頼性の高い水分率測定の結果を提供する堅牢なメソッドの開発に役立ちます。

### HC103の特長:

- 堅実な計量技術
- 素早く高精度のハロゲンによる加熱
- 直感的な操作
- ID管理
- 設定ウィザートと機器操作ガイド

## HE73/53 ハロゲン水分計

HEハロゲン水分計は、日常的なサンプルの水分含有量を測定するための堅牢で費用対効果の高い機器です。ディスプレイ上に表示されるガイダンスと 3ステップの簡単な水分率測定操作により、トレーニングを受けていないオペレーターでも簡単に操作できます。限られた予算内で信頼性の高い性能を必要とする場合に最適です。

### HE73/53の特長:

- 信頼性の高い結果
- 直感的な操作
- プリンタの容易な接続



詳しくはこちら

▶ [www.mt.com/moisture](http://www.mt.com/moisture)

[www.mt.com/](http://www.mt.com/)

For more information

メトラー・トレド株式会社 ラボ事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F

Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©01/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名