

2026 年 12 月 31 日まで

Illumina Rapid RNA Prep 新製品初回お試しキャンペーン

イルミナで最も迅速、最も簡便な Bulk RNA-Seq 用ライブラリー調製キット
新製品を、**25% オフ**でお試ください



新製品 Illumina Rapid RNA Prep は、ビーズ結合トランスポソーム (BLT) を用いたタグメンテーションとワンステップの cDNA 合成により、迅速なワークフローと作業負荷の軽減を実現します。ピペッティング工程を削減し、クリーンアップ工程を 1 回に集約することで、希少な低発現量 RNA の検出を可能にし、高効率かつ複雑性の高い RNA ライブラリーを調製します。モジュール構成でのご提供のため、Illumina Rapid RNA Prep の利点を、mRNA、Total RNA、ターゲット RNA、RNA Exome、ウイルス RNA 検出キットを含む、あらゆるトランスクリプトームワークフローで実現できます。




従来の Illumina RNA ワークフロー比で所要時間を 1/2 に短縮
mRNA 調製では総アッセイ時間 3 時間未満、ハンスオンタイム 75 分




ワークフロー全体でピペッティング工程を 1/2 に削減
ヒューマンエラーの低減と、消耗品使用量の削減も実現



FFPE および低インプットサンプルでも高感度を達成
高品質 RNA は 1 ng、FFPE 由来 RNA は 20 ng から対応可能



タグメンテーション、逆転写、二本鎖 cDNA 合成の複数工程を 30 分間の 1 ステップ反応に統合した、non-stranded の RNA-Seq ライブラリー調製ワークフロー



Illumina Rapid RNA Prep を他のモジュールと組み合わせることで、多様な用途にフレキシブルに対応

幅広い Rapid RNA シーケンスアプリケーションに対応

ライブラリーキット	アプリケーション	特長
mRNA Seq	高感度であらゆる真核生物トランスクリプトームのプロファイリングを実現。mRNA キャッチャー後、効率的な Rapid ワンステップタグメンテーションライブラリー調製を実施。クリーンアップ工程は1回のみ。	- RNA インプット :1-1000 ng - 総所要時間 :3 時間 - ハンズオン時間 :1.2 時間 - データ解析 :DRAGEN RNA、DRAGEN Differential Expression
Total RNA Seq	FFPE や高度分解サンプル、宿主 / 病原体混合発現プロファイリング向けに最適化。リボソーム RNA、グロビン RNA、細菌 rRNA を除去する RiboZero™ Plus depletion を採用し、続いて Rapid ワンステップタグメンテーションを実施。	- RNA インプット :1-1000 ng /FFPE の場合 20 ng FFPE - 総所要時間 :3.5 時間 - ハンズオン時間 :1.2 時間 - データ解析 :DRAGEN RNA、DRAGEN Differential Expression
Rapid RNA 濃縮 ヒトエクソーム カスタムパネル	FFPE、分解サンプル、高品質サンプルを用いたヒトエクソーム解析およびターゲット発現解析向けに設計。融合遺伝子、SNV (一塩基多型)、スプライスバリエーションの高精度な検出と、包括的な発現プロファイリングを実現。	- RNA インプット :1-1000 ng /FFPE の場合 20 ng - 総所要時間 :6.5 時間 - ハンズオン時間 :1.2 時間 - データ解析 :DRAGEN RNA、DRAGEN Differential Expression
ウイルスパネル Rapid Viral Surveillance Panel v2 Rapid Respiratory PathogenID-AMR Rapid Respiratory VirusEnrichment	環境サンプル、下水サンプル、ヒトサンプルからのウイルス・細菌の高感度検出および包括的なゲノムシーケンス向けに設計。280 種以上の病原体に加え、薬剤耐性 (AMR) マーカーを迅速に同定し、公衆衛生サーベイランスを支援。	- RNA インプット :1-1000 ng - 総所要時間 :6.5 時間 - ハンズオン時間 :1.2 時間 - データ解析 :DRAGEN Microbial Enrichment Plus

キャンペーン情報

対象製品 : 以下の表を参照ください。

条件 : 1. 対象製品から複数お選びいただけますが、1 つの型番につき各 1 点まで、25% オフを適用致します。

2. 最短納期でのお届けとし、分納はできません。

期間 :2026 年 12 月 31 日 (木) まで (当日中に弊社で受注した分までに適用)

プロモーションコード :RAPID30 *ご利用は 1 回のみとなります。

製品情報

カタログ番号	製品名	希望販売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	サンプル単価 (円)
ライブラリー調製				
20158824	Illumina Rapid RNA Prep (S) Tagmentation (96 Samples)	672,800	504,600	5,256
20158823	Illumina Rapid RNA Prep (S) Tagmentation (16 Samples)	127,400	95,550	5,972
mRNA Seq*1				
20158830	Illumina mRNA Capture Kit (96 Samples)	118,700	89,025	927
20158829	Illumina mRNA Capture Kit (16 Samples)	22,500	16,875	1,055
Total RNA Seq*1				
20037135	Illumina Ribo-Zero plus rRNA Depletion Kit (96 Samples)	1,018,500	763,875	7,957
20040526	Illumina Ribo-Zero Plus (16 Samples)	188,300	141,225	8,827
20072062	Ribo-Zero Plus Microbiome Depletion Kit (96 Samples)	825,700	619,275	6,451
RNA 濃縮*2				
20040541	Illumina RNA Fast Hyb Enrichment (96 Samples)	900,700	675,525	7,037
20040540	Illumina RNA Fast Hyb Enrichment (16 Samples)	301,900	226,425	14,152
RNA Exome*3				
20158825	Illumina Rapid RNA with Exome 2.5 Enrichment kit (96 Samples)	2,306,500	1,729,875	18,020
ウイルス解析*4				
20158826	Illumina Rapid Viral Surveillance Panel v2 Kit (96 Samples)	1,351,100	1,013,325	10,555
20158827	Illumina Rapid Respiratory Virus Enrichment Kit (96 Samples)	1,351,100	1,013,325	10,555
20158828	Illumina Rapid Respiratory Pathogen ID/AMR (RPIP) Kit (96 Samples)	1,351,100	1,013,325	10,555
インデックス				
20091654	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	68,100	709
20091656	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	68,100	709
20091658	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set C, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	68,100	709
20091660	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set D, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)	90,800	68,100	709

*1. mRNA Seq と Total RNA Seq には、Illumina Rapid RNA Prep (S) Tagmentation と、Illumina mRNA Capture Kit もしくは Ribo-Zero Plus のいずれか、およびインデックスが必要です。

*2. RNA 濃縮には、Illumina Rapid RNA Prep (S) Tagmentation と Illumina RNA Fast Hyb Enrichment、カスタムパネルおよびインデックスが必要です。

*3. RNA Exome には、Illumina Rapid RNA with Exome 2.5 Enrichment kit およびインデックスが必要です。

*4. ウイルス解析には、20158826、20158827、20158828 のいずれかおよびインデックスが必要です

※ 価格に消費税は含まれません。

※ 2026 年 8 月 1 日現在の価格です。

2026 年 9 月 1 日以降に受注・受諾されたご注文分より、希望販売価格の合計が 250,000 円 (税別) 未満を目安とするご注文には、配送・出荷手数料が適用される場合があります。
※適用条件は、ご注文内容および販売店様とのお取引条件により異なります。



Tel (03)4578-2800 | Fax (03)4578-2810
jp.illumina.com
© 2026 Illumina, Inc. All rights reserved.
Pub. No. APJ-4015-260803-01-JP M-JP-00421

本製品の使用目的は研究に限定されます。診断での使用はできません。