


over
30th
Anniversary

簡易水質検査キット

シンプルパック®

30周年記念キャンペーン



おかげさまで発売開始から...30周年！

これまでの感謝を込めて、キャンペーンを開催します。

通常価格

¥4,300



¥3,580

※一部製品を除く

1995年の販売開始当初は7種類だったシンプルパックも、2026年現在では17種類に。31年の歩みとともにラインナップも進化してきました。

1995

7種類

水素イオン(pH)
遊離残留塩素
(総)残留塩素
亜硝酸
鉄(Ⅱ)
鉄($\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$)
遊離シアン

2026

17種類

水素イオン(pH)
遊離残留塩素
(総)残留塩素
残留塩素1000
全硬度
アンモニウム
亜硝酸
硝酸
COD中濃度
鉄(Ⅱ)
鉄($\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$)
銅
六価クロム
マンガン
リン酸
遊離シアン
フッ素

キャンペーン対象製品一覧

測定項目 (識別記号)	測定範囲・測定原理	カラーチャート表示色	反応 時間	入数	用途	品目コード	価格¥	キャンペーン 価格¥
水素イオン濃度 pH5	pH5.0~9.5 混合指示薬	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5	10秒	48	飲料水検査 プール水検査 河川水調査 排水検査	080520-302	4,300	3,580
水素イオン濃度 pH36	pH3.6~6.2 混合指示薬	3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2	10秒	48		080520-303	4,300	3,580
水素イオン濃度 pH48	pH4.8~8.2 混合指示薬	4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2	10秒	48		080520-305	4,300	3,580
遊離残留塩素 CLO	0.1~5mg/L DPD法	0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 5	10秒	48	飲料水検査 プール水検査 透析用水の管理 (総残留塩素)	080520-306	4,300	3,580
(総) 残留塩素 TCLO	0.1~5mg/L DPD法	0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 5	2分	48		080520-307	4,300	3,580
残留塩素1000 CLO1000	5~1000mg/L ヨウ素法	5 10 20 30 50 100 150 200 300 500 1000	10秒	48	強酸性電解水 弱酸性電解水検査 野菜や卵などの被膜用洗浄水検査	080520-331	4,300	3,580
全硬度 TH	0~200mg/L フタレインコンプレクソン法	0 10 20 50 100 200	10秒	48	飲料水や生活用水の検査 用水管理	080520-318	4,300	3,580
アンモニウム 〔アンモニウムイオン〕 〔アンモニア性窒素〕 NH ₄ ⁺	NH ₄ ⁺ 0~40mg/L NH ₃ -N 0~32mg/L インドフェノール改良法	0 0.5 1 2 5 10 20 40 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16 32	8分	48	工場排水検査 環境調査 養魚管理	080520-330	4,300	3,580
亜硝酸 〔亜硝酸イオン〕 〔亜硝酸性窒素〕 NO ₂ ⁻	NO ₂ ⁻ 0.02~1mg/L NO ₂ -N 0.006~0.3mg/L ナフチルエチレンジアミン法	0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.006 0.015 0.03 0.06 0.15 0.3	2分	48	簡易水道 井戸水検査 工程管理 用水管理 環境調査 養魚管理	080520-308	4,300	3,580
硝酸 ^{※1} 〔硝酸イオン〕 〔硝酸性窒素〕 NO ₃ ⁻	NO ₃ ⁻ 1~45mg/L NO ₃ -N 0.2~10mg/L 亜鉛還元-ナフチルエチレンジアミン法	1 2 5 10 20 45 0.2 0.5 1 2 5 10	3分	48	簡易水道 井戸水検査 環境調査 養魚管理	080520-332	4,300	3,580
COD中濃度 COD-M	0~100mg/L アルカリ性過マンガン酸カリウム法	0 5 10 20 30 50 100	7分/10℃ 5分/20℃ 3分/30℃	48	工場排水検査	080520-328	4,300	3,580
鉄(II) Fe ²⁺	0.3~10mg/L o-フェナントロリン法	0.3 0.5 1 2 5 10	20秒	48	飲料水管理 工場排水管理 用水管理	080520-310	4,300	3,580
鉄(Fe ²⁺ +Fe ³⁺) Fe	0.3~10mg/L o-フェナントロリン法	0.3 0.5 1 2 5 10	20秒	48		080520-311	4,300	3,580
銅 Cu	0.5~10mg/L ジエチルジチオカルバミン酸法	0.5 1 3 5 10	1分	48	工場排水検査 工程管理 環境調査	080520-312	4,300	3,580
六価クロム Cr ⁶⁺	0.05~2mg/L ジフェニルカルバジド法	0.05 0.1 0.2 0.5 1 2	10秒	48	工場排水検査 工程管理 環境調査	080520-317	4,300	3,580
マンガン Mn	0.5~20mg/L 過ヨウ素酸法	0.5 1 2 5 10 20	30秒	48	用水管理 工程管理	080520-319	4,300	3,580
リン酸 PO ₄	0.2~10mg/L モリブデン酸青改良法	0.2 0.5 1 2 5 10	2分	48	工場排水検査 環境調査	080520-321	4,300	3,580
遊離シアン CN	0.02~2mg/L 4-ピリジンカルボン酸法	0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2	5分	24	メッキ工場などの排水管理	080520-309	4,000	3,200
フッ素 F	0~5mg/L ランタン-アリザリンコンプレクソン法	0 0.5 1 2 5	2分	48	工場排水検査 飲料水検査 環境調査	080520-313	4,300	3,580

※1 硝酸の測定には別途亜硝酸(080520-308)が必要です。

● 使用方法 (遊離シアン、リン酸を除く)



YouTube公式チャンネルに
シンプルパック[®]の
使い方解説動画を公開中!



使い方解説動画

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2026年10月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご利用は...

柴田科学株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 名古屋営業所 ☎052-263-9310
大阪営業所 ☎06-6362-7321 福岡営業所 ☎092-433-1207
マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590