

キャンペーン 錠剤試薬 入数 100

残留塩素測定DPD法

~~¥1,800~~

↓
¥1,500

錠剤タイプなので
風の吹く屋外でも
使いやすい

水道水・プール水専用の
残留塩素測定器DPD法用試薬


期間中なら「いくつ買っても」
キャンペーン価格！



専用の試薬です。
残留塩素測定器DPD法



残留塩素測定器
DPD法 本体



錠剤
試薬

遊離残留塩素を含む検水に本試薬
を加えると発泡しながら溶けて
淡赤紫～赤紫色に呈色します。
※1錠で一回分

残留塩素管理の例

正常な飲料用水道水	遊離残留塩素：0.1mg/L（結合残留塩素：0.4mg/L）以上 上限値（目標値）：1mg/L
遊泳用プールおよび 水泳用プール	遊離残留塩素：0.4mg/L以上、 また、1.0mg/L以下が望ましい

錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法

キャンペーン期間内何個でも!

100錠入 ~~¥1,800~~ → **¥1,500**

※100回分

期間中なら「いくつ買っても」
キャンペーン価格!



100錠入

安価

濡れた手で
使える

屋外で
扱いやすい

- 水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に使用可能
- 0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素の測定が可能
- 錠剤タイプなので屋外でも使いやすい
- 試薬はアルミシートから押し出す方式であり、試薬が手に触れにくく、濡れた手でも扱いやすい
- コンパクトで持ち運びに便利

品名	錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法
品目コード	080540-504
入数	100
価格¥	1,800 → 1,500

※0.1mg/L付近の測定は発泡剤の影響を受けることがあります。
※不純物を多く含む検水の測定（天然温泉の浴槽水など）や
残留塩素がないことを確認する測定（透析用水など）には
ご使用いただけません。

残留塩素測定器 DPD法 本体



残留塩素測定器 DPD法 本体

仕様

品目コード	080540-520
測定法	DPD法
測定範囲	0.05~2.0mg/L 12段階
標準比色板	0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0
構成品	残留塩素測定器本体（比色板付）×1台 角形試験管シリコンキャップ付×3本 ビニールケース×1コ
寸法	本体 : 67 (W) × 37 (D) × 156 (H) mm ビニールケース: 97 (W) × 50 (D) × 170 (H) mm
質量	300g (ケース含む)
価格¥	11,500

※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合があります。

別売品・消耗品およびスペアパーツ

品目コード	品名	価格¥
080540-504	錠剤試薬 残留塩素測定器 DPD法 (100錠入)	1,800 → 1,500
080540-505	錠剤試薬 残留塩素測定器 DPD法 (500錠入)	8,000
080540-501	粉体試薬 残留塩素測定器 DPD法 (100回分)	1,800
080540-503	粉体試薬 残留塩素測定器 DPD法 (500回分)	6,950
080540-522	樹脂比色板 残留塩素測定器 DPD法用	6,500
080540-0210A	角形試験管 シリコンキャップ付 3本入	3,450
080540-0220A	シリコンキャップ (角形試験管用) 5コ入	1,700
080540-023	ビニールケース 97 (W) × 50 (D) × 170 (H) mm	2,300

キャンペーン
価格¥

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2026年10月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご利用は...

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 名古屋営業所 ☎052-263-9310
大阪営業所 ☎06-6362-7321 福岡営業所 ☎092-433-1207
マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590