TriLink BioTechnologies 社

TriLink BIOTECHNOLOGIES part of Maravai LifeSciences | nacalai tesque The quality for certainty.

CleanCap® IVT Kit

40%OFF キャンペーン

期間：2026.11.2(月)→12.25(金)まで

TriLink社のmRNA合成技術が、この一箱に！

高キャッピング効率・低dsRNA・高収量を実現する

CleanCap® IVT Kitシリーズ



POINT

- CleanCap®がセットのIVT Kit
- 最大85%のdsRNA低減
- 最適化された反応系で高収量を実現

	AG (3′ OMe) Kit	M6, High Yield Kit	AU saRNA Kit NEW
こんな方にお薦め	ベーシックな高品質mRNAを作製したい	発現量を最大化したい	saRNAを合成したい
キャップアナログ	CleanCap® AG(3′ OMe)	CleanCap® M6	CleanCap® AU
NTPs	NTP4種＋N1 MePsU	NTP4種＋N1 MePsU	NTP4種＋5mC
dsRNA低減	最大85%低減	最大85%低減	最大85%低減
IVT収量	最大200 µg/20 µL反応（キット1反応分）	最大200 µg/20 µL反応*（キット1反応分）	最大190 µg/20 µL反応（キット1反応分）

*Pulse feed protocolでIVT反応を実施した場合。

製品名	メーカー製品番号	容量*	価格	キャンペーン価格
CleanCap® AG (3′OMe)CleanScript IVT Kit	K-7413-20	20 rxn	~~136,000~~	81,600
CleanCap® M6 IVT Kit, High Yield	K-7453-20	20 rxn	~~157,000~~	94,200
CleanCap® AU saRNA CleanScript IVT Kit	K-7114-20	20 rxn	~~178,000~~	106,800


*キャンペーン対象は、20 rxn容量のみです。


製品詳細は弊社Webサイトをご覧ください。 IVT Kit　ナカライ

裏面に製品性能を掲載しています▸

dsRNAの生成を抑制


キットには、TriLink社が開発したCleanScribe RNAポリメラーゼが含まれており、dsRNAの生成が抑えられます。






IVTの最適化による収量増加

キットに含まれるバッファーは、*in vitro*転写を最適化（CleanScript IVT）しており、高収量化を実現しています。






関連製品 ModTail technology

キャンペーン対象外


Poly(A) tail修飾で**発現量**と**発現持続時間**を向上

Point1
高発現と長期発現を実現（*in vitro*）



HEK293T細胞において、ModTail修飾を施したmRNAは、未修飾と比べて、発現量および持続性がいずれも向上しています。

Point2
長期発現を可視化（*in vivo*）



ModTail修飾を施したmRNAは、72時間後においても発現が確認され、未修飾と比べて発現の持続性が向上していることを示しています。

LINE UP
ModTail technology
の詳細はこちら

CleanCapはTriLink BioTechnologies, LLCの登録商標です。

※掲載価格は2026年10月現在のものです（消費税は含まれていません）。

ナカライテスク株式会社

URL https://www.nacalai.co.jp/

価格・納期のご照会 試薬はここに 0120-489-552

製品に関する技術的なご照会 https://www.nacalai.co.jp/contact/

※ 試験・研究用以外には使用しないでください。
※ 掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※ 掲載の製品は、各社の商標または登録商標の場合があります。